

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
BBY001745001	1A03701	惠思拋棄式腹腔鏡檢體套袋 UNIMAX ENDO BAG 3*6	567	配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏	無	無	配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏	無
BBY002663001	1A01701	大吉士檢體袋(腹腔鏡手術用) LAGIS ENDO-BAG	1,020	內視鏡手術時，將病灶切下之組織收集入袋，束繩將袋口關閉，避免組織檢體標本溢出感染腹腔及傷口，拋棄式使用。	無	無從比較	健保局核價中	本產品已經滅菌處理，且單次使用，使用後即須拋棄之
BBY020233001	1A01704	10MM 安培內視鏡專用檢體袋 APPLIED INZII RETRIEVAL SYSTEM	5,200	本產品用於腹腔鏡手術或達文西手術時，由腹腔中取出之檢體或器官用	本產品的併發症與腹腔鏡手術可能引起之併發症相同但不限於：表面、內部出血、出血、血腫、腹膜的傷害、感染	1.袋底加厚、不易破。 2.操作便利。 3.可依檢體大小不同做選擇	本產品用於腹腔鏡手術或達文西手術時，由腹腔中取出之檢體或器官用	無
BBY020233002	1A01705	12/15MM安培內視鏡專用檢體袋 APPLIED INZII RETRIEVAL SYSTEM	6,709	本產品用於腹腔鏡手術或達文西手術時之由腹腔中取出檢體或器官之用	本產品的併發症與腹腔鏡手術可能引起之併發症相同，不限於：表面、內部出血、出血、血腫、腹膜的傷害、感染和腹膜炎，手術和產品限制的經驗，可險酌降低併發症的發生	1.袋底加厚、不易破 2.操作便利 3.可依檢體大小不同做選擇	無	1.本產品為一次性產品，請勿重複使用，重複面貝將會危及產品的完整性而導致無預期的傷害 2.本產品不可與粉碎器一起使用 3.如果袋子內或內容物太大而無法取出時，請小心撐大傷口以利袋子取出4.Inzii取物系統必須由受過內視鏡手術訓練同時熟悉使用樣本檢體袋相關的危險及併發症，醫學文獻與相關技術的醫生使用 5.不要由穿刺套管或引入器中拉出檢體袋 6.檢體袋移出傷口之前不要剪斷袋環
C8Z029432001	1V04849	史特勞斯安卓史考特週邊血管網狀氣球導管SPECTRANETICS ANGIOSCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER	33,800	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膈動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析慶管的阻塞病灶。	1.無 2.不適用於冠狀動脈或神經血管。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	1.導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。 2.需有專科執照醫師使用。
CEZ029038001	1V06208	安卓德二氧化碳血管攝影用單次使用轉接器ANGIODROID THE CO2 INJECTOR-SINGLE USE ADAPTOR FOR ANGIODROID	11,123	安卓德二氧化碳血管攝影注射系統，採用無色無味的二氧化碳為顯影劑，降低腎病變的可能。	可能副作用：噁心、疼痛、頭暈、心悸過速、醫源性酸中毒。	與顯影劑相比，不會產生過敏反應且不會危害腎臟。	可連接安卓德二氧化碳血管攝影注射系統和病人端管路，設定好注射的體積和壓力，由注射系統將二氧化碳打入欲顯影的部位。	1.每次注射之間建議等待至少兩分鐘。 2.如果靜脈的二氧化碳過量(氣體進入右心室或肺動脈幹)，使患者呈左側躺(左側在下、右側在上)。 3.如果二氧化碳停滯(例如在主動脈瘤內)，變換患者的位置使氣體流入末梢區域。
CGZ029136001	1V09106	雅培可控式導引導管Abbott AGILIS NXT STEERABLE CATHETER INTRODUCER	59,900	1.本產品用於在心臟內固定電極導管 2.可控式導管鞘上安裝有止血閥，可以儘量降低電極導管導入或換管過程中的失血量	可能出現的不良反應包含但不限於：氣體栓塞、感染、內膜撕裂、血腫、穿孔、血栓	無	產品功能為醫師做心臟內導管治療或診斷手術過程中，減少手術時間的輔助工具	1.原有房間隔膜補片 2.已患或疑患心房黏液瘤 3.最近兩周內出現過心肌梗塞 4.不穩定型心絞痛 5.最近發生過腦血管意外
CGZ033575001	1Z53005	百歐森偉伯司特卡多費斯歐雙向導引鞘管Biosense Webster CARTO VIZIGO Bi-Directional Guiding Sheath	59,600	1.可提供順時針及逆時針≤180°的旋轉角度 2.可轉動鞘管配備止血閥，以盡量減少裝入及更換導管過程中之失血	空氣栓塞	操作導管時可提供更高的機動性	可轉動的旋鈕，提供手術中更多的機動性及穩定性	1.不可放入大於8.5F之導管 2.本產品為一次性使用
CGZ036960001	1Z52933	波士頓科技法拉星脈衝消融導引鞘Boston Scientific FARADRIVE Steerable Sheath	30,000	FARADRIVE脈衝消融導引鞘(以下稱為本產品)可用來協助進入血管系統和心臟腔室，本產品含有一個整合式止血閥，可降低操作導管與擴張器時造成的失血或空氣進入，以及一條含有三向旋塞的側邊沖洗線，可用來進行血液抽吸、液體輸注、採血與壓力檢測等功能。	術程相關副作用，如： 1.疼痛或不適(心絞痛、胸痛、非心血管疼痛) 2.過敏反應(包含過敏症) 3.生殖泌尿道併發症 手術和穿刺進入部位併發症，如：(1)血腫/血清腫 (2)動靜脈瘻管 (3)出血 (4)假性動脈瘤 (5)氣胸(6)殘留的心房中膈缺陷	無。	本產品可用於將經皮導管帶入血管與心臟腔室，包括經心房中膈進入左側心臟。	不可試著搭配大於包裝標籤上指定之輸送腔室直徑的裝置(包括導引線)使用。
CHZ036080001	1V09108	奧圖拉血管穿刺後止血器 Obtura Vascular Closure Device	15,160	適用於股動脈穿刺部位的閉合,其可縮短接受導管插入手術病患的止血及離床時間。	對牛肉產品、膠原蛋白及/或膠原蛋白產品、聚乙醇酸或聚乳酸聚合物過敏的患者,請勿使用。	無健保品項	1.縮短接受導管插入手術病患的止血及離床時間。 2.降低血腫產生。	1.在鈣化斑塊區域進行動脈切開術 或血管直徑<4mm以下的患者,應避免使用本產品。 2. 穿刺部位接近腹股溝動靜,請勿使用本產品,因為這可能導致腹膜後血腫。 3. 鈣化斑塊區域進行動脈切開術 或血管直徑<4mm以下的患者,應避免使用本產品。
CRY011476001	1A60318	波士頓科技康柏細胞刷 BOSTON SCIENTIFIC COMBO CATH CYTOLOGY BRUSH	6,864	經由內視鏡收集上腸胃道之細胞或用在獲取膽道系統之細胞。利用X光透視鏡，引導本產品置放至預採樣之位置	無	無	臨床適應症不易訂定、確診癌症的主要檢查方式以切片為主，以及採檢細胞刷確診之精確度與敏感度不高等因素。	無菌包裝是否有破損
CRY016897001	1A60208	OLYMPUS DISPOSABLE CYTOLOGY BRUSH支氣管鏡用 拋棄式細胞刷	1,300	支氣管鏡檢查時使用，5mm刷毛範圍可採取到較多的檢體，減少採樣次數所造成的出血可能	出血	無	為拋棄式設計能避免因消毒滅菌不慎或不完全所導致之交叉感染	1.應由內視鏡專科醫師操作使用 2.注意採樣後有無出血或其他併發症

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ001396001	1C50909	聯合U2全人工膝關節高密度聚乙烯脛骨墊片	55,800	本公司實際膝關節模擬磨耗試驗結果也明顯證實高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損。	無	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群。	適用於全人工膝關節置換術，提供病患另一種置換材料的選擇。高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損。	1.術後移動病人需小心。 2.注意勿過度施壓於手術的膝關節。 3.術後需定期做X光檢查。
FBZ002746001	1C03345	5G 美瑞世優凱飛注射型人工骨 MERRIES UNI-K-PHATE BONE SUBSTITUTE	32,400	成分：硫酸鈣(Calcium Sulfate)·60% 氫氧基磷灰石(hydroxyapatite)及40% s-磷酸三鈣(s-tricalcium phosphat)	無	複合式成分所產生的新骨形成支架，能促使新骨生長得更加理想。	用來填補手術或創傷造成的骨缺陷。	須注意添加專屬的液體溶劑量。
FBZ002926001	1C51238	鑄鈦脊椎固定系統(微創脊椎骨釘) INTAI SPINAL FIXATION SYSTEM(CANNULATED PRDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION)	25,720	此微創連接管可搭配鑄鈦微創系統達到小傷口及減少破壞肌肉之效果，進而達到良好術後恢復效果	出血或血腫、植入物引起之疼痛、不適、異常感	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	混合使用不同材質金屬的植入物，可能產生腐蝕作用導致植入物疲勞性斷裂
FBZ002926002	1C51239	鑄鈦脊椎固定系統(微創連接桿 30~100MM) INTAI SPINAL FIXATION SYSTEM(ROD)	11,530	此微創連接管可搭配鑄鈦微創系統達到小傷口及減少破壞肌肉之效果，進而達到良好術後恢復效果	出血或血腫、植入物引起之疼痛、不適、異常感	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	混合使用不同材質金屬的植入物，可能產生腐蝕作用導致植入物疲勞性斷裂
FBZ002926003	1C51240	鑄鈦脊椎固定系統(微創連接桿 110~300MM) INTAI SPINAL FIXATION SYSTEM(ROD)	19,701	此微創連接管可搭配鑄鈦微創系統達到小傷口及減少破壞肌肉之效果，進而達到良好術後恢復效果	出血或血腫、植入物引起之疼痛、不適、異常感	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	混合使用不同材質金屬的植入物，可能產生腐蝕作用導致植入物疲勞性斷裂
FBZ002926004	1C51236	鑄鈦脊椎固定系統:微創2節 INTAI SPINAL FIXATION SYSTEM:RX2+ SX4	94,080	此微創連接管可搭配鑄鈦微創系統達到小傷口及減少破壞肌肉之效果，進而達到良好術後恢復效果	出血或血腫、植入物引起之疼痛、不適、異常感	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	混合使用不同材質金屬的植入物，可能產生腐蝕作用導致植入物疲勞性斷裂
FBZ002926005	1C51237	鑄鈦脊椎固定系統:微創3節 INTAI SPINAL FIXATION SYSTEM:RX2+ SX6	132,480	此微創連接管可搭配鑄鈦微創系統達到小傷口及減少破壞肌肉之效果，進而達到良好術後恢復效果	出血或血腫、植入物引起之疼痛、不適、異常感	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	傷口縮小、減少肌肉破壞、降低出血量、降低感染機率、減少病人術後疼痛不適、提高術後恢復效果	混合使用不同材質金屬的植入物，可能產生腐蝕作用導致植入物疲勞性斷裂
FBZ003103003	1C03381	5CC尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌) NUROS INJECTABLE BONE SUBSTITUTW	38,501	適當的固化時間，約10~15分鐘，混合時溫度不變，具導引功能，輻射線不透透，方便進行骨質癒合觀察。	可能會有過敏反應及異物感。	注射式設計，填充效果佳，微創式使用。	複方設計成份不同。	需在固化時間內注射完成。
FBZ003129001	1C51105	5.0MM 愛派司鈦合金下肢骨骨板組 APS LOCKING PLATE SYSTEM	64,580	APIus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折。	無	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同。	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 骨板分成左右邊不同。	骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌。
FBZ003129002	1C51104	4.0MM 愛派司鈦合金上肢骨骨板組 APS LOCKING PLATE SYSTEM	64,450	愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折	無	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌
FBZ003129003	1C51106	愛派司鈦合金上肢骨 SMALL BONE 骨板組 APS SMALL BONE LOCKING PLATE SYSTEM	45,708	APIus愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度鈦合金 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計 2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。3. 骨板與骨釘有互鎖式(locking)功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 2. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 3. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。	1. 骨折處有明顯感染跡象、局部性傷口腐敗、關節處已植入某些骨內固定器時，相對上就是一種禁忌。 2. 如果神經血管結構的解剖位置因為關節的創傷後損壞而存在不確定性時，則本固定骨板要特別留意方可使用。 3. 術前醫療條件不足，如嚴重的骨質疏鬆症。
FBZ003129006	1C51107	愛派司鈦合金鎖定螺絲 APS LOCKING SCREW	2,072	愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折	無	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌
FBZ003129014	1C51702	(解剖斜T標準型)愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:機骨遠端內側斜骨板 APS METAL PLATE+ SCREW SYS : RAF LOCKING PLATE	60,920	愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折	無	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ003129016	1C51704	(雙U型)愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:脛骨遠端外側鎖定骨板 APS METAL PLATE+SCREW SYS:FDH LOCKING PLATE	65,000	愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折	無	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌
FBZ003129018	1C51713	愛派司脛骨近端內側鎖定骨板 APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:HTO TIBIA LOCKING PLATE	137,500	透過在脛骨內側適當的切鋸與撐開骨缺口、人工骨填充與骨板骨釘固定，藉以矯正膝關節內翻的生物力學軸線。由於可以減低內側股骨髁與脛骨平臺關節面的壓力，藉以提供膝關節內側磨損軟骨修復再生的環境，配合PSI達到傷口小，精準切割，以及減少輻射暴露的優點	●植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。 ●過敏反應肇因於無法適應植入物材質。 ●癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。 ●植入物而引起的疼痛。	無此健保給付品項	專利三維截骨導引板能精準切割脛骨，唯價格昂貴，暫不納入健保給付。	1.應注意消毒及無菌觀念,避免感染。 2.鋼板植入必須精確保護神經，避免神經受損。 3.固定時，避免鎖入過長螺絲，以免傷害關節。
FBZ003129019	1C51703	愛派司金屬鎖定骨板骨釘組:肱尺骨肘系統鎖定骨板APS METAL PLATE+SCREW SYS:HUMERUS ULNA ELBOW SYS LOCKING PLATE	67,184	愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折	無	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌
FBZ003129020	1C51711	愛派司鎖定骨板 APS METAL PLATE&SCREW SYSTEM:CAS CLAVICLE LOCKING PLATE	65,000	愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折	無	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	1.依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀 2.骨板分成左右邊不同	骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌
FBZ003129022	1C51705	(迷你型)愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:直式加壓L型骨板APS METAL PLATE+SCREW SYS:1.5MM MINI L LOCKING PLATE	47,710	愛派司關節周圍互鎖固定板是一種針對亞洲人解剖型設計的互鎖式骨板，針對粉碎性骨折及骨質疏鬆骨折提供較好的復位效果，本產品係由高抗疲勞強度六鋁四鈦 (6Al4VTi) 所製成之解剖型互鎖式骨板系統。1. 符合亞洲人解剖型骨板的形狀設計2. 骨板有加壓式骨釘和雙向動力加壓螺洞，可針對骨斷裂處產生擠壓固定。3. 骨板與骨釘有互鎖式功能，增加骨折復位後的穩定性。	無	1. 骨板分成左右邊不同，更細分為內外側使用，符合人體骨頭需求。 2. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 3. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。	1. 依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，完全符合亞洲人種骨頭的形狀。 2. 無必須彎曲骨板，可減少手術時間，降低感染機會。 4. 骨板和骨釘有互鎖功能，大幅提升系統的支撐力及穩定度，可提早自主活動，增進生活品質。 5. 靠近關節部位骨板厚度較薄，能減少軟組織的刺激和傷害，骨頭功能恢復快。關節部份骨釘孔多，固定效果好，容易恢復，並且粉碎性骨折也可使用。	1. 骨折處有明顯感染跡象、局部性傷口腐敗、關節處已植入某些骨內固定器時，相對上就是一種禁忌。 2. 如果神經血管結構的解剖位置因為關節的創傷後損壞而存在不確定性時，則本固定骨板要特別留意方可使用。 3. 術前醫療條件不足，如嚴重的骨質疏鬆症。
FBZ003458002	1C03367	富茂骨膠原蛋白骨骼填補物- 2CC顆粒#5010205 Formagraft Collagen Bone Graft Matrix	32,989	1.其膠原蛋白具止血功效及促進骨生長/陶瓷具有機械強度 2.美國FDA510(k) No. K050789許可證	不具骨骼支撐性	膠原蛋白與Tcp/Hap成分比例適當骨髓細胞易於生長不易造成2次骨折	材質較為先進 健保無法負擔	1.需由專業醫師團隊使用 2.術後應依照醫囑回診
FBZ003458006	1C03369	富茂骨膠原蛋白骨骼填補物-片狀-4mm*15mm*22.5mm Collagen Bone Graft Matrix- FormaGraft Strips- 4mm*15mm*22.5mm	55,064	1.其膠原蛋白具止血功效及促進骨生長/陶瓷具有機械強度 2.美國FDA510(k) No. K050789許可證	不具骨骼支撐性	膠原蛋白與Tcp/Hap成分比例適當骨髓細胞易於生長不易造成2次骨折	材質較為先進 健保無法負擔	1.需由專業醫師團隊使用 2.術後應依照醫囑回診
FBZ004051004	1C55415	PAONAN ARMSTRONG脊椎 後路固定系統-元素萬向微創釘 Posterior Spinal Fixation System-Multi MISS Screw	19,375	失血量少，危險低，破壞少，住院時間短微創手術-小傷口、破壞小，針對骨質良好及年輕病患有更多的選擇	1.已感染或可能感染，以及免疫功能不足者。 2.已知對鈦或不鏽鋼敏感者。 3.患有新陳代謝疾病者。 4.因患有會導致患者忽略手術前、後醫囑以及內在剛性固定植入物的限制之某些疾病患者。 5.本系統植入物限單次使用。	目前健保給付並無脊椎微創系統之品項	1.中空螺釘設計，手術中定位精確 2.傷口小,有效防止術後感染。	1.包裝是否完整。 2.消毒日期是否過期。
FBZ004051005	1C55416	PAONAN ARMSTRONG脊椎 後路固定系統:微創釘系列二節 Posterior Spinal Fixation Sys:MISS Screw Sys (S×4+R× 2)	89,650	失血量少，危險低，破壞少，住院時間短微創手術-小傷口、破壞小，針對骨質良好及年輕病患有更多的選擇	1.已感染或可能感染，以及免疫功能不足者。 2.已知對鈦或不鏽鋼敏感者。 3.患有新陳代謝疾病者。 4.因患有會導致患者忽略手術前、後醫囑以及內在剛性固定植入物的限制之某些疾病患者。 5.本系統植入物限單次使用。	目前健保給付並無脊椎微創系統之品項	1.中空螺釘設計，手術中定位精確 2.傷口小,有效防止術後感染。	1.包裝是否完整。 2.消毒日期是否過期。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ004051006	1C55417	寶楠脊椎後路固定系統:微創釘系列三節PAONAN ARMSTRONG POSTERIOR SPINAL FIXATION SYS-MISS SCREW SYS(S×6+R×2)	124,300	1.失血量小，危險低，破壞少，住院時間短 微創手術-小傷口、破壞小，針對骨質良好及年輕病患有更多的選擇	1.已感染或可能感染，以及免疫功能不足者。 2.已知對鈦或不鏽鋼敏感者。 3.患有新陳代謝疾病者。 4.因患有會導致患者忽略手術前、後醫囑以及內在剛性固定植入物的限制之某些疾病患者。 5.本系統植入物限單次使用。	目前健保給付並無脊椎微創系統之品項	1.中空螺釘設計，手術中定位精確 2.傷口小,有效防止術後感染。	1.包裝是否完整。 2.消毒日期是否過期。
FBZ004058001	1Z01604	洛克馬脊空間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM	107,650	用於治療50 歲以上，因診斷確認腰椎狹窄症所引起的繼發性神經間歇性跛行的病患	無	無健保類似品項	用於治療50 歲以上，因診斷確認腰椎狹窄症所引起的繼發性神經間歇性跛行的病患	1.需由專業外科醫師使用 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照
FBZ004676001	1C51265	瑞寶德諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(螺釘枕頭100MM)REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(POLY AXIAL SCREW)	23,250	一體成型的設計，無須另外使用工具，減小手術傷口，減少失血。多種尺寸選擇，可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道，減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	植入物可能因負荷過重而塌陷導致延遲癒合或不癒合。	減小手術傷口，減少失血。	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。脊椎骨折與腫瘤切除後之固定、脊椎側彎與前彎、脊椎滑脫(第1、2、3級)、椎間盤病變、脊椎不穩定。	植入物適當的尺寸、外形及材質都可能影響內固定器的穩固，因此選擇植入物非常重要。植入物絕不可重複使用，已植入過的移除後應予以消毀拋棄。
FBZ004676003	1C51264	瑞寶德諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(短型預彎桿)REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(PRE-BENT ROD)	10,200	一體成型的設計，無須另外使用工具，減小手術傷口，減少失血。多種尺寸選擇，可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道，減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	植入物可能因負荷過重而塌陷導致延遲癒合或不癒合。	減小手術傷口，減少失血。	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。脊椎骨折與腫瘤切除後之固定、脊椎側彎與前彎、脊椎滑脫(第1、2、3級)、椎間盤病變、脊椎不穩定。	植入物適當的尺寸、外形及材質都可能影響內固定器的穩固，因此選擇植入物非常重要。植入物絕不可重複使用，已植入過的移除後應予以消毀拋棄。
FBZ004676004	1C51263	瑞寶德諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(長型預彎桿)REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(PRE-BENT ROD)	19,283	一體成型的設計，無須另外使用工具，減小手術傷口，減少失血。多種尺寸選擇，可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道，減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	植入物可能因負荷過重而塌陷導致延遲癒合或不癒合。	減小手術傷口，減少失血。	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。脊椎骨折與腫瘤切除後之固定、脊椎側彎與前彎、脊椎滑脫(第1、2、3級)、椎間盤病變、脊椎不穩定。	植入物適當的尺寸、外形及材質都可能影響內固定器的穩固，因此選擇植入物非常重要。植入物絕不可重複使用，已植入過的移除後應予以消毀拋棄。
FBZ004676005	1C51262	瑞寶德諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(內固定二節)REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(S*4+R*2)	114,060	一體成型的設計，無須另外使用工具，減小手術傷口，減少失血。多種尺寸選擇，可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道，減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	植入物可能因負荷過重而塌陷導致延遲癒合或不癒合。	減小手術傷口，減少失血。	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。脊椎骨折與腫瘤切除後之固定、脊椎側彎與前彎、脊椎滑脫(第1、2、3級)、椎間盤病變、脊椎不穩定。	植入物適當的尺寸、外形及材質都可能影響內固定器的穩固，因此選擇植入物非常重要。植入物絕不可重複使用，已植入過的移除後應予以消毀拋棄。
FBZ004676006	1C51261	瑞寶德諾瓦脊椎固定系統-脊椎微創系統(內固定三節)REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(S*6+R*2)	151,204	一體成型的設計，無須另外使用工具，減小手術傷口，減少失血。多種尺寸選擇，可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道，減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	植入物可能因負荷過重而塌陷導致延遲癒合或不癒合。	減小手術傷口，減少失血。	提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。脊椎骨折與腫瘤切除後之固定、脊椎側彎與前彎、脊椎滑脫(第1、2、3級)、椎間盤病變、脊椎不穩定。	植入物適當的尺寸、外形及材質都可能影響內固定器的穩固，因此選擇植入物非常重要。植入物絕不可重複使用，已植入過的移除後應予以消毀拋棄。
FBZ005379002	1Z03203	中央醫療微囊克球囊椎體成形術套組-大號球囊CMT VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM-LARGE BALLOON	79,660	配合球囊擴張椎體成形術的作業及填充工具，特製的球囊可將塌陷的椎體撐起，使骨水泥注入時更加安全	神經傷害、深層或表淺的傷口感染、球囊破裂會導致顯影劑滲漏、可能引起過敏反應	無健保類似品項	壓迫性椎體可恢復椎體高度	不可使用空氣或其他氣體填充球囊，僅可使用經核准液態顯影劑填充球囊
FBZ005692001	1Z06116	兆峰脊椎固定系統-丹福斯單軸聯軸器(固定桿)MEGASPINE SPINAL STABILIZATION SYSTEM-DYNAFORCE SPRING COUPLER	55,000	產品非剛性特質讓患者在術後脊椎活動程度保有某種程度的彈性	目前無相關數據	本產品富有機械功能可減少相鄰節段疾病 ASD 發生率，副作用遠低於傳統剛性固定方式	傳統脊椎減壓固定系統因應力集中易造成相鄰節段提早退化和相關疾病產生	1.感染 2.對材質過敏 3.肥胖 4.發燒 5.局部發炎
FBZ005692002	1Z06117	兆峰丹福斯雙單軸聯軸器(固定桿)MEGASPINE SPINAL STABILIZATION SYSTEM-DYNAFORCE TWIN SPRING COUPLER	89,760	產品非剛性特質讓患者在術後脊椎活動程度保有某種程度的彈性	目前無相關數據	本產品富有機械功能可減少相鄰節段疾病 ASD 發生率，副作用遠低於傳統剛性固定方式	傳統脊椎減壓固定系統因應力集中易造成相鄰節段提早退化和相關疾病產生	1.感染 2.對材質過敏 3.肥胖 4.發燒 5.局部發炎
FBZ005692006	1Z06119	兆峰標準桿/預彎桿(短)MEGASPINE SPINAL STABILIZATION SYSTEM-ANIMATE STANDARD ROD/PRE-BEND(S)/PEEK/MIS	34,144	本產品PEEK ROD的彈性模數較接近人體骨骼可避免導致骨骼應力遮蔽現象，富有彈性保有脊椎原有功能	目前無相關數據	本產品特性是有機械讓患者在術後能維持部分動作有利於初始椎間盤退化的患者延後鄰近節段的退化	傳統脊椎減壓固定系統因應力集中易造成相鄰節段提早退化和相關疾病的產生	1.感染 2.對材質過敏 3.肥胖 4.發燒 5.局部發炎

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ005692011	1Z06121	兆峰萌愛六微創中空螺釘/微創MEGASPINE SPINAL STABILIZATION SYSTEM-MI6 CANNULATED SCREW/MIS	22,500	產品以微創經皮手術特質讓患者在術後傷口小復原快快速恢復脊椎活動程度保有某種程度的彈性	目前無相關數據	傳統手術傷口較大，復原較慢，疼痛感較顯著等現象	已經皮微創方式配合特殊工具進行手術使傷口小，復原快，失血量少等各種現象	1.感染 2.對材質過敏 3.肥胖 4.發燒 5.局部發炎
FBZ005692012	1Z06122	兆峰萌愛六牽引預彎桿(短)/微創MEGASPINE SPINAL STABILIZATION SYSTEM-MI6 TRACTION PRE-BEND ROD(S)/MIS	12,500	產品以微創經皮手術特質讓患者在術後傷口小復原快快速恢復脊椎活動程度保有某種程度的彈性	目前無相關數據	傳統手術傷口較大，復原較慢，疼痛感較顯著等現象	已經皮微創方式配合特殊工具進行手術使傷口小，復原快，失血量少等各種現象	1.感染 2.對材質過敏 3.肥胖 4.發燒 5.局部發炎
FBZ006190001	1C51714	愛派司矛型微型鎖定骨板系統-矛型微型鎖定骨板APS SPEAR LOCKING PLATE SYSTEM-SPEAR LOCKING PLATE	50,000	適用於掌趾骨重建手術、掌趾骨之矯型及掌趾骨骨折固定，能符合不同解剖結構上的需求。	1.植入物變形或失效起因在於植入物選擇錯誤或是固定物超過負荷。 2.過敏反應起因於無法適應植入物材質。 3.骨癒合延緩在於血液循環障礙。 4.植入物引起的疼痛與不適。	無此健保品項。	由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	1.本骨板不能重複使用。 2.不當的術後活動可能提高植入物斷裂風險。
FBZ006656001	1Z08924	兆峰雷靈脊突間穩定系統MEGASPINE LIGHTING INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM	140,050	脊突穩定及椎間輔助植入物，用於支撐脊突結構之器材，適用於1或2個腰椎節段之脊突間做為空間保持器。	潛在併發症及副作用與其他類似脊椎間植入物所遭遇及可能需要額外手術的情形是相同的。	與傳統腰椎椎體間融合數相比，增加穩定性，維持椎體活動度，預防鄰近節段的退行性變化。利用微創手術植入減少病患組織的破壞。	經健保署審核不納入健保給付。	1.外科醫師必須熟悉本產品的器械及植入步驟。減菌前必須確認植入物形狀。 2.器械功能是否正常可用。檢查植入物是否有損毀等現象，檢查滅菌是否確實。 3.植入物滅菌包裝有無破損，一次性使用。
FBZ007059007	1C00225		68,100	1.本產品會於骨骼裂縫/骨缺損處快速硬化，並提供暫時性的填補效果。 2.本產品可於骨骼癒合期間，逐漸降解並被人體吸收，同時被新生骨所取代。	發現產生任何的併發症，可能需要再次手術或取出植入物。	目前健保品幾乎全為不可注射的顆粒或塊狀人工骨，即便有可吸收注射型人工骨，遇到血液會崩解，無強度。	1.抗崩解佳，在血水中不崩解、不易沖散。 2.可被身體穩定吸收，骨質融合良好、骨轉換佳。	1.本產品僅提供專業醫師使用。 2.本產品於手術中應避免過度填充，防止造成患處壓力過大。 3.本產品之粉末與液劑需依照建議添加量進行混合，不應隨意增減配方比例。
FBZ007513002	1C50965	ZIMMER高分子聚乙烯人工膝關節耐磨墊片	57,590	製作消毒組成之不同，使墊片更耐磨損。	無	無	無	無
FBZ007712001	1Z03204	碩果施鈣球囊椎體成形術系統-(4M單球) Socko SKY Spinal Kyphoplasty System-(4M Single Balloon)	82,500	微創治療，只需局部麻醉，降低麻醉及手術風險。可將塌陷椎體撐開復位，恢復原椎體高度並製造較多空間以置入骨泥形成支柱支撐。	同所有手術治療皆有其危險性如麻醉、手術過程及感染的危險性	無健保給付品項。	經審核不納入健保	1.需由專業外科醫師操作使用。 2.術後的康復訓練應嚴格遵照。 3.須遵循醫師指示使用，限單次使用，勿重複滅菌
FBZ007804001	1C23401	3.5MM 信迪思鈦合金固定螺絲SYNTHES CORTEX SCREW,SELF-TAPPING	3,816	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度。	異物感。	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症。	新品審議中。	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ007815002	1C43510	DHS T.S-PLATE	11,040	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中。	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ007815004	1C42328	3.5MM 鈦合金鎖定加壓式骨板骨釘組	46,123	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中。	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ007815005	1C42327	鈦合金加壓固定骨丁骨板 LCP T-BUTTRESS PLATE + SCREW	54,000	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ007815009	1C56701	信迪思上端鎖定加壓肱骨骨板 Synthes Locking Humeral Spoon plate	57,920	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ007815013	1C41523	信迪思鈦合金近端肱骨鎖定加壓骨板 SYNTHESLCP PHILOS PLATE 3.5MM	79,800	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度。	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症。	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ007815015	1C50701	SYNTHES微創固定系統組（股骨下端或脛骨上端）LESS	83,670	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度。	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症。	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ007815016	1C41522	信迪思鈦合金跟骨鎖定加壓骨板 SYNTHES LCP CALCANEAL PLATE	68,120	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度。	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症。	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ010561003	1C55387	美敦力思迪M8經皮脊椎固定桿 MEDTRONIC CD HORIZON M8 SEXTANT ROD 30:110MM	12,600	經皮脊椎微創手術，中空萬向之骨螺釘	無	傷口較小、破壞較少、恢復期較短	價格昂貴，故暫不予以健保給付。	無
FBZ010866002	1C03318	艾羅麥 人工骨骼替代品 1cc 8600-0100	20,640	高含量生長因子，誘導骨生長修復。	手術部位之感染及併發症等。	含生長因子，骨生長能力較佳。	骨生長能力較佳。	不適用於填補與骨骼結構穩定有關之缺損部位。
FBZ011128001	1C55386	美敦力雷格斯脊椎矯正系統-骨釘組(微創)MEDTRONIC CD HORIZON LEGACY SPINAL SYSTEM	18,216	經皮脊椎微創手術，中空萬向之骨螺釘。	無	傷口較小，破壞較少，恢復期較短。	價格昂貴，故暫不予以健保給付。	無
FBZ017775001	1C51501	帝富脊椎微博微創中空多軸螺絲 DEPUY SPINE VIPER SYS-SCREW AND INNER SET SCREW(6*35MM:7*55MM)	21,000	VIPER系統 VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用。VIPER系統的零組件，目前材質為鈦合金，符合ASTMF-136規格。不同直徑的桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。	1.植入物彎曲或斷裂。 2.植入物鬆脫。 3.金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1.恢復期較短。 2.維持脊椎正常動力。	材質較好，可防止脊椎惡化。	1.需由專業外科醫師使用。 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
FBZ017775002	1C51502	帝富微博微創鈦合金脊椎固定桿 DEPUY SPINE VIPER SHAPES ROD 30:480MM	8,988	VIPER系統 VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用。VIPER系統的零組件，目前材質為鈦合金，符合ASTMF-136規格。不同直徑的桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1.恢復期較短。 2.維持脊椎正常動力。	材質較好，可防止脊椎惡化。	1.需由專業外科醫師使用。 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
FBZ017775003	1C51504	帝富脊椎微博脊椎系統(二節) DEPUY SPINE VIPER 2 SYSTEM	89,400	用於脊椎不穩定或變形時治療，為骨融合手術	無	1.恢復期較短。 2.維持脊椎正常動力。	用於脊椎不穩定或變形時治療，為骨融合手術	需由專業外科醫師使用
FBZ018461001	1Z08984	ULRICH OBELISC椎體置換物 VERTEBRAL BODY REPLACEMENT	196,000	Obelisc椎體置換裝置主要使用於胸椎椎體及腰椎椎體病變的重建手術	若術後無法配合醫護人員的照護指示，將有產品失效的疑慮	健保無類似品項	健保無類似品項	1.對植入物金屬材質過敏者，可能會產生急性感染 2.若病患生理及心理狀況不好，在植入手術中可能有惡化的情形，必須謹慎評估
FBZ018914001	1C55353	SYNTHES 1.5+2.0MM手指手腕鎖定鈦合金骨丁骨板系統 1.5+2.0MM MODULAR HAND	51,625	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ019220002	1C41524	信迪思鈦合金鷹嘴突鎖定加壓骨板 SYNTHES LCP OLECRANON PLATE 3.5MM	81,460	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ019220004	1C56702	3.5MM 鈦合金鎖定肱骨下端鎖定骨板系統 DISTAL MEDICAL HUMERUS	86,100	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ019261001	1C30544	信迪思25:38mm 髌螺釘鎖定加壓骨板Synthes LCP DHS plate 25:38mm	79,796	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳。	異物感	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	鈦合金材質和人體相容性佳，符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症。	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ019480002	1C03340	(1CC)奧斯特補骨洞去礦化植骨凝膠OSTEOTECH GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX(DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS-GEL	25,662	最新植骨產品，提供健保人工骨不含，但成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合、骨折不癒合等，而需再次手術的可能。	使用去礦化異體植骨在植骨手術上，風險與傳統使用人工骨基本相同，這是因為兩種手術的主要步驟完全相同。	術後可大幅提高植骨的成功率，避免因為植骨品質不佳，造成術後脊椎不融合、骨折不癒合等，而需再次手術的可能。	含成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合、骨折不癒合等，而需再次手術的可能。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其他製程中所使用的溶液。要注意病患是否對這些抗生素或化學藥品過敏。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ019480005	1C03338	0.5CC PUTTY 奧斯特脫鈣骨基質 OSTEOTECH GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM)ALLOGRAFT PRODUCTS	15,525	最新植骨產品，提供健保人工骨不含但成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率。	使用去礦化異體植骨在植骨手術上，風險與傳統使用人工骨基本相同，這是因為兩種手術的主要步驟完全相同。	術後可大幅提高植骨的成功率，避免因為植骨品質不佳，造成術後脊椎不融合、骨折不癒合等。	含成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合、骨折不癒合等。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其他製程中所使用的溶液。
FBZ019480006	1C03339	1CC PUTTY 奧斯特脫鈣骨基質 OSTEOTECH GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM)ALLOGRAFT PRODUCTS	27,945	最新植骨產品，提供健保人工骨不含但成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率。	使用去礦化異體植骨在植骨手術上，風險與傳統使用人工骨基本相同，這是因為兩種手術的主要步驟完全相同。	術後可大幅提高植骨的成功率，避免因為植骨品質不佳，造成術後脊椎不融合、骨折不癒合等。	含成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合、骨折不癒合等。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其他製程中所使用的溶液。
FBZ019480007	1C03341	2.5CC PUTTY 奧斯特脫鈣骨基質 OSTEOTECH GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM)ALLOGRAFT PRODUCTS	57,450	最新植骨產品，提供健保人工骨不含但成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率。	使用去礦化異體植骨在植骨手術上，風險與傳統使用人工骨基本相同，這是因為兩種手術的主要步驟完全相同。	術後可大幅提高植骨的成功率，避免因為植骨品質不佳，造成術後脊椎不融合、骨折不癒合等。	含成骨過程必需之生長因子，大幅提高困難手術的植骨成功率，避免術後因為脊椎不融合、骨折不癒合等。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其他製程中所使用的溶液。
FBZ019512001	1C41529	STRYKER LEIBINGER 手部骨板系統HAND PLATING SYSTEM	53,568	產品符合病患需求，鎖定角度與骨板弧度符合人體解剖結構	未癒合或延遲癒合可能造成植體斷裂、緊固程度不足	目前無類似健保給付產品	手部骨折時使用	依據製造方式及設計，植體和儀器必須相互搭配使用
FBZ019735001	1C41507	信迪思鈦合金鎖骨鉤桿鎖定加壓骨板 SYNTHES LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5MM	58,500	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度。	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症。	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ019750001	1C51115	艾克曼貼附尺骨矯正骨板 ACUMED ULNAR SHORTING SYSTEM	71,186	為純鈦材質，適用於近端、遠端中段鎖骨骨折時使用，此骨板為貼附型式設計，可大幅降低病人使用後之不舒適感。	過多的活動量、植入時的拖延、不完全的癒合或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物破裂。	健保骨板若病人骨折形狀不合，須將骨板bending，會造成骨板硬力破壞，且不含互鎖式設計，骨板容易pull out，	可加快病人恢復時間	1.此植入物絕不可重複使用，所有的手術器械在使用前皆須經過嚴格的檢視。 2.避免植入物的刮傷與裂痕。
FBZ019793003	1C41521	信迪思鈦合金脛骨鎖定加壓骨板 SYNTHES LCP TIBIA PLATE 4.5,5MM	76,410	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ019971001	1C56202	美敦力正中置物骨板固定系統 MEDTRONIC CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM	24,320	鈦金屬頸椎減壓椎板固定螺釘	對植入物產生異物反應	無	價格昂貴，故暫不予以健保給付	無
FBZ019971002	1C56201	美敦力正中置物骨固定釘 MEDTRONIC CENTERPIECE SCREW	4,384	鈦金屬頸椎減壓椎板固定螺釘	對植入物產生異物反應	無	價格昂貴，故暫不予以健保給付	無
FBZ019987001	1Z08936	美敦力庫欣活動式椎間輔助穩定植入物 MEDTRONIC COUSIN DIAM PROSTHESIS	108,000	矽膠製成脊空間活動輔助穩定裝置	無	目前無此類健保品項可提供治療	價格昂貴，故暫不予以健保給付	無
FBZ020077001	1C50802	艾思瑞斯泰若普肌腱固定懸吊鈕 ARTHREX TIGHT-ROPE SYNDESMOSIS REPAIR SYSTEM	37,500	雙鈕扣設計，可透光	無	雙鈕扣設計，可透光	無	無

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ020077002	1C50803	艾思瑞斯泰若普肌腱固定懸吊鈕-十字韌帶懸吊鈕 ARTHREX TIGHT-ROPE SYNDESMOSIS REPAIR SYSTEM	30,800	1.ACL Tightrope可使得韌帶固定術變得更加快速、簡單和安全 2.ACL Tightrope允許外科醫師自由調整線	1.深層或表面的感染 2.對植入物過敏或有其他的反應	ACL Tightrope藉由穿過導引針孔進行前十字韌帶重建，以保持皮質骨完整，增強皮質骨固定	使用骨螺絲釘容易造成併發症，常見的併發症包含螺絲斷裂以及造成疼痛	本產品的植入可能會配合其他骨釘和骨板，所有金屬植入物需使用相同的冶金構造
FBZ020077003	1C25956	艾思瑞斯泰若普肌腱固定懸吊鈕-肩鎖關節懸吊鈕 ARTHREX TIGHT-ROPE SYNDESMOSIS REPAIR SYSTEM-AC TIGHTROPE	43,500	1.ACL Tightrope可使得韌帶固定術變得更加快速、簡單和安全 2.ACL Tightrope允許外科醫師自由調整線	1.深層或表面的感染 2.對植入物過敏或有其他的反應	ACL Tightrope藉由穿過導引針孔進行前十字韌帶重建，以保持皮質骨完整，增強皮質骨固定	使用骨螺絲釘容易造成併發症，常見的併發症包含螺絲斷裂以及造成疼痛	本產品的植入可能會配合其他骨釘和骨板，所有金屬植入物需使用相同的冶金構造
FBZ020077007	1C50807	艾思瑞斯泰若普肌腱固定懸吊鈕-迷你型肌腱固定懸吊鈕 Tight-Rope Syndesmosis Repair System-Mini Tight Rope	45,000	1.本特材用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定。 2.本特材可用於下列癒合過程，提供固定之用：如Hallux Valgus重建，用於減少第一與第二趾骨間角度。 3.本特材與技術屬於 Minimally invasive system，病人傷口小、失血量少，可減少病患住院天數，復原期短。 4.使用Mini TightRope 可避免因Lapidus procedure所需的近端截骨，亦可減低潛在的手術併發症以及傳統術後的限制。	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	1. 骨螺絲釘材質硬，柔軟度不好，矯正過後的靈活度相較於使用Mini TightRope 來的差。 2. 使用骨螺絲釘，可能會有螺絲斷裂及需要再次開刀移除螺絲。 3. 復原期較長，需搭配拐杖使用。	1.使用Mini TightRope 可避免因Lapidus procedure所需的近端截骨，亦可減低潛在的手術併發症以及傳統術後的限制。	1.本產品的植入可能會配合其他的骨釘和骨板，所有金屬植入器需使用相同的冶金構造。 2.植入物的限制與使用的詳細說明需詳盡的告知病人。 3.術後患者需依醫生所規定指示且嚴格執行並保護傷處和植入物。
FBZ021308001	1C26616	靈威特懸吊固定裝置 LINVATEC XO BUTTON WITH CONTINUOUS LOOP 15.60MM	21,000	本產品是由鈦金屬製成的鈕扣與依據人體需求以高分子量聚乙烯材質製成之不同尺寸連續環線，將要修復之韌帶懸吊固定在骨頭上	潛在過敏以及其他對鈦金屬或聚乙烯的過敏反應	固定修復之韌帶效果優於單純使用健保給付之可吸收骨釘，因它是將韌帶懸吊固定在骨頭上	固定修復之韌帶效果優於單純使用健保給付之可吸收骨釘，因它是將韌帶懸吊固定在骨頭上	無
FBZ021711017	1C55412	歐特美鈦合金解剖型互鎖式骨釘骨板組(手部) OSTEO MED TITANIUM ANATOMIC LOCKING PLATE SYSTEM 1.6MM;2MM;2.4MM	50,010	本系統提供角形鎖定,非鎖定,拉力,中空骨螺釘交互配合鎖定,針對複雜性,嚴重型骨折提供最固定效果。鈦合金製成,生物相容性佳,可不需拔除,微創型設計,傷口小解剖型設計,針對手部骨頭不需預彎,縮短手術時間。	無	無	無	1.已感染或可能感染，以及免疫功能不則足者。 2.已知對鈦或不鏽鋼敏感者。 3.患有新陳代謝疾病者。 4.因患有會導致患者忽略手術前、後醫囑以及內在剛性固定植入物的限制之某些疾病患者。 5.本系統植入物限單次使用。
FBZ021824001	1C41525	信迪思鈦合金近端橈骨鎖定加壓骨板 SYNTHES LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4MM	63,690	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度。	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症。	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ022269001	1C41519	信迪思不鏽鋼鎖定加壓型骨盤骨板系統	74,400	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症。	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用。
FBZ022283001	1C53201	恩希比多軸性螺釘近遠端固定股骨骨板組 NCB PP FEMUR PLATE	101,240	用於治療股骨骨折，尤其是植體周圍的股骨骨折。	金屬材質植體，可能對金屬成份過敏。	結合鎖定及鋼線細網機制，較健保產品療效更佳。	無	只要裝置尚未移除，便應儘可能持續監控有新發生或復發性感染。
FBZ022346001	1Z03201	美敦力凱豐球囊椎體成形術套組 MEDTRONIC KYPHOPAK TRAY	79,800	1.每套接含兩組球囊及配件 2.FDA認證，具球囊不易破的特性	脂肪栓塞、血栓或其他物質會導致症狀性肺栓塞和其他臨床後遺症	目前無類似健保給付產品	1.每套接含兩組球囊及配件 2.FDA認證，具球囊不易破的特性	本產品僅可由醫師使用
FBZ022381001	1Z03202	佰門骨撐開系統/單囊 BM GUARDIAN INFLATABLE BONE EXPANDER SYSTEM/SINGLE CATHETER	57,497	泥注入 2.減輕背部疼痛，改善日常活動能力	無	相較傳統需往上下各兩節段植入骨釘所造成的大傷口，佰門骨撐開器僅需約0.5cm傷口，患者復原快，一天就可回家療養	氣囊設計可有效將椎體壓迫骨折部位撐開，恢復椎體正常高度與生理曲線，解決患者疼痛問題	所有零件不可重複使用
FBZ022596001	1C51607	2.4MM 信迪思多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板系統 SYNTHES VARIABLE ANGLE LCP VOLAR RADIUS PLATE SYSTEM	67,100	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不銹鋼材質內植物混用
FBZ023041006	1C03386	諾亞軟塊狀人工骨 NOVABONE PUTTY 2.5CM	30,870	骨頭可吸收，降解時間約為6個月到1年，持續半年以上有骨激發之效用	無	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.本產品應由熟悉植骨、內固定及外固定技術的外科醫師使用 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ023041007	1C03387	諾亞軟塊狀人工骨 NOVABONE PUTTY 5CM	42,000	骨頭可吸收，降解時間約為6個月到1年，持續半年以上有骨激發之效用	無	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.本產品應由熟悉植骨、內固定及外固定技術的外科醫師使用 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照
FBZ023041008	1C03388	諾亞軟塊注射型人工骨 NOVABONE SYRINGE PUTTY 2.5CM	37,370	骨頭可吸收，降解時間約為6個月到1年，持續半年以上有骨激發之效用	無	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.本產品應由熟悉植骨、內固定及外固定技術的外科醫師使用 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照
FBZ023041009	1C03389	諾亞軟塊注射型人工骨 NOVABONE SYRINGE PUTTY 5CM	52,500	骨頭可吸收，降解時間約為6個月到1年，持續半年以上有骨激發之效用	無	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.本產品應由熟悉植骨、內固定及外固定技術的外科醫師使用 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照
FBZ023041010	1C03390	諾亞軟塊注射型人工骨 NOVABONE SYRINGE PUTTY 10CM	66,875	骨頭可吸收，降解時間約為6個月到1年，持續半年以上有骨激發之效用	無	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.生物晶體可以被人體吸收，6個月開始降解，降解期為6個月~1年 2.可以確保新生骨在6個月時間完整生長	1.本產品應由熟悉植骨、內固定及外固定技術的外科醫師使用 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照
FBZ023160001	1Z08968	酷新茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 COUSIN INTRA SPINE	127,650	1.傷口小、失血少、復原快、組織破壞少 2.動態椎間穩定。 3.延緩鄰近節退化	無	目前無類似健保給付產品	椎根管狹窄、初期椎間盤凸出	椎體滑脫的病患禁止使用
FBZ023395001	1C50990	史耐輝創世傳奇超耐磨高彎曲度經骨墊片	49,750	本產品材質XLPE為超耐磨材質，可降低磨損率，增加使用年限	無	無	本產品材質XLPE為超耐磨材質，可降低磨損率，增加使用年限，產品優於健保品	術後照護應避免過度的體重壓力，同時鼓勵骨癒合
FBZ023688001	1Z04201	1CC 歐特選去礦化補骨物 OSTEOSELECT DBM PUTTY	27,570	本產品具有骨誘導性，可做為骨缺損的填補物	無	健保給付化學組成之硫酸鈣或磷酸鈣，吸收速度緩慢，對骨癒合沒有主動之誘導性	骨缺損或骨融合之病人需要穩定之骨成長，尤其針對脊椎手術病人，可以加速骨融合成功	發燒、軟組織發炎或骨髓炎、高鈣血症或新生骨破裂、疾病傳染等情形不宜使用
FBZ023688002	1Z04202	2.5CC 歐特選去礦化補骨物 OSTEOSELECT DBM PUTTY	54,595	篩檢捐贈者對檢測呈陰性反應，利用無菌手術技術處理所備製的，本品具有骨誘導性，可做為骨缺損的填補物	發燒、軟組織發炎或骨髓炎、高鈣血症或新生骨破裂、疾病傳染等*上述情形不宜使用	健保品化學組成之硫酸鈣或磷酸鈣吸收速度緩慢，對骨癒合沒有主動之誘導性	骨缺損或骨融合之病人需要穩定之骨成長，尤其針對脊椎手術病人，可以加速骨融合成功	無
FBZ023854001	1Z08996	捷邁多孔鈦金屬椎體替代系統 ZIMMER TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM	175,000	本品項用來作為椎體替代物，以替代因腫瘤或外傷(骨折)而塌陷、受損或不穩固的椎體。	無。	鈦金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代物，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代物，如此能讓骨頭快速生長於鈦金屬椎體替代物上進而達到長期的融合固定效果。	因醫療需要，經醫師詳細說明並充分了解後，自願使用較昂貴且未納入全民健康保險給付範圍或其適應症不符健保使用規定之項目。	嚴重骨質疏鬆或骨密度不足，在醫師的專業意見排除進行手術或禁用此品項。
FBZ024458001	1C41527	信迪思多角度鎖錠加壓足部骨板 Synthes Variable Angle LCP Forefoot/midfoot Plate	72,360	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不鏽鋼材質內植物混用
FBZ024782001	1C52104	信迪思鎖錠加壓遠端腓骨骨板 SYNTHES LCP DISTAL FIBULA PLATES	72,250	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不鏽鋼材質內植物混用
FBZ025050001	1Z08985	5.0MM/4.2MM/6.5MM美新史派節椎體支撐系統 VEXIM SPINEJACK SYSTEMS	129,740	以微創手術進行傷口小、流血少、有效的進行傾賴椎體的高度回昇與終板重建	發炎、血腫、出血、過敏、血栓、脊椎粉碎、肋骨粉碎、無法承受外露、肺栓塞、高血壓及血管迷走性反應等	本產品能有效撐開塌陷骨板，骨水泥不易外洩、傷口小、流血少、恢復快、安全性最高	本產品以微創手術進行，植入類似千斤頂的裝置，到達定位後，由施作者在影像的監控下，逐步的上下撐起受傷(塌陷變形)的椎體	1.使用前務必受過完善專業訓練並熟悉產品操作。 2.使用說明書必須符合或適用於病人的診斷病例
FBZ025605001	1C03502	1.6ML百特艾融骨替代物(可塑形)-小型柱狀BAXTER ACTIFUSE SHAPE BONE GRAFT SUBSTITUTE-SMALL CYLINDER	20,410	1.獨特使用0.8% Si取代的CaP 具有表面帶負電的特性，可吸引蛋白質的聚集，促使骨生成細胞附著於Actifuse表面，透過這些互相連結的孔洞，使新生血管、骨母細胞及人體骨髓幹細胞得以附著並穿透其架構，快速形成骨體。 2.艾融骨的吸收時間適當，是透過噬骨細胞吸收而重塑，與骨骼生成的時間一致，可避免上述情況的發生。	目前無已知副作用。	因屬自費產品,故無健保品項之療效比較	1.具生物相容性、骨引導性及骨刺激性的磷酸鈣骨移植替代物，增加骨母細胞附著，加速骨生成。 2.不須調配，可直接單獨使用。 3.與自體骨移植效果相當。 4.抗沖水性，能持續作用於使用部位。 5.吸收時間與骨生成時間一致，持續骨生長作用直到被新生骨取代。	1.使用本產品的風險(如：感染、植骨塊鬆動、植骨塊無法融合、融合延遲、重覆手術)與異體移植骨的風險相同。但本產品沒有傳染疾病的風險。 2.本產品不得用在必須承受張力、壓迫力、剪力或彎曲的部位。使用傳統植入裝置(如：螺釘、固定桿)能保護植入骨塊免於此類負荷力。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ025605002	1C03501	2.6ML百特艾融骨替代物(可塑形)-中型柱狀 BAXTER ACTIFUSE SHAPE BONE GRAFT SUBSTITUTE-MEDIUM CYLINDER	35,080	獨特使用0.8% Si取代的CaP 具有表面帶負電的特性，促使骨生成細胞附著，快速形成骨體	目前無已知副作用	健保骨僅提供骨框架，無法刺激癒合	新一代具生物相容性、骨引導性及骨刺激性的矽磷酸鈣骨移植替代物，增加母母細胞附著，加速骨生成	本產品不得用在必須承受張力、扭力、壓迫力、剪力或彎曲的部位
FBZ026602001	1C42162	62MM信迪思鎖定加壓鉤狀骨板系統 SYNTHESE LCP HOOK PLATE SYSTEM	56,360	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不鏽鋼材質內植物混用
FBZ026866001	1C41547	信迪思多角度鎖定加壓肘肘骨板系統SYNTHESE VA-LCP Elbow Plate	87,607	手術植入物可讓骨科醫師進行精準的骨接合術。並可在治療、骨折癒合及重建手術中，扮演一般性的支持角色。	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應	固定效果更好	成本較高	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。
FBZ026866002	1C41548	信迪思多角度鎖定加壓肘肘骨板系統-鎖定螺釘SYNTHESE VA-LCP Elbow Plates System-Locking Screw	6,588	手術植入物可讓骨科醫師進行精準的骨接合術。並可在治療、骨折癒合及重建手術中，扮演一般性的支持角色	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應	固定效果更好	成本較高	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。
FBZ026907001	1C56112	美敦力索樂拉脊椎固定系統-短節固定桿 MEDTRONIC CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM-SHORT ROD	25,200	預先彎曲的固定桿，可以提供病人術後在站立時有效地緩解背部酸痛的麻脹感	無	目前無類似健保給付產品	本產品長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付	本產品手術程序極具技術性，需由專業外科醫師使用
FBZ026908001	1C56111	美敦力索樂拉脊椎固定系統-骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM-SCREW	23,375	螺絲釘經過特殊研發設計，雙螺紋的構造，讓螺絲釘鎖得更穩更緊，且能夠用於特殊病患身上，例如骨鬆病患	無	目前無類似健保給付產品	本產品長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付	本產品手術程序極具技術性，需由專業外科醫師使用
FBZ027128002	1C40703	銀聯生物可吸收性骨釘骨板系統/骨釘 INION OTPS FREEDOM PLATE & INION FREEDOM SCREW/PLATE	29,403	產品由含有L-乳酸和D-乳酸的可降解共聚物和三甲烯碳酸製成	1.過早活動或負荷可能導致植入物彎曲、鬆脫斷裂或移位 2.異體植入物可能導致發炎	健保給付之植入物為不銹鋼或是鈦合金固定物，人體無法吸收，此產品為生物可吸收材質，會水解吸收代謝	健保給付之植入物為不銹鋼或是鈦合金固定物，人體無法吸收，此產品為生物可吸收材質，會水解吸收代謝	本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用
FBZ027131001	1C03404	1CC奧普天脫鈣骨基質泥/膠 OPTIUM DBM-1CC	28,792	用於四肢、脊椎和骨盆因骨折結構不穩定而產生的空隙或裂縫，提供填補物已重新塑型接受者的骨骼	無	產品是從捐獻的人體組織處理，非健保給付的化學成份，加強骨融合之誘導性	加速骨融合時間及效果，成本過高健保不給付	僅給單一病人單一場合下使用，常溫儲藏勿冷凍
FBZ027474001	1C00213	IMEDICOM骨水泥分配器(已滅菌)氣球椎體成形術系統 CEMENT DISPENSER	71,520	用氣球撐開與壓力調節器針對脊椎椎體壓迫性骨折給予復位及空腔，以利骨水泥注入。	椎體空腔內因骨折可能引起前側椎體破裂，導致骨水泥外漏	目前無類似健保給付產品	脊椎椎體壓迫性骨折或爆裂性骨折	產品包裝如有毀損請禁止使用，使用前請注意消毒日期，並必須由專科醫師操作使用
FBZ027784001	1C31901	銀聯生物可吸收性固定骨針 INION FREEDOMPIN	21,600	產品由含有L-乳酸和D-乳酸的可降解共聚物製成，此共聚物可在體內被水解為α-羧基酸並被代謝掉	1.過早活動或負荷可能導致植入物彎曲、鬆脫斷裂或移位 2.異體植入物可能導致發炎	健保給付之植入物為不銹鋼或是鈦合金固定物，人體無法吸收，此產品為生物可吸收材質，會水解吸收代謝	健保給付之植入物為不銹鋼或是鈦合金固定物，人體無法吸收，此產品為生物可吸收材質，會水解吸收代謝	本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用
FBZ028701001	1C03406	亞羅士普洛士去礦化骨填充物-骨泥1CC ALLOSOURCE PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX(DBM)-PUTTY 1CC	25,200	增加骨融合率、含有親水性	無	骨融合效果更好	促進骨融合，可以填塞骨缺損	無
FBZ029071001	1Z04203	瑟諾美瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠1cc Cellumed Rafugen DBM-GEL 1cc	33,598	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2、BMP-4、IGF-1、TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	使用含有人體去礦物質骨基質(DBM)的人工代用骨可與骨小樑結合，同時具備骨傳導及骨誘導之效果，能加速骨骼生長重塑，對於骨不癒合及血流不良骨缺損患者，能大大提高成功率加速骨癒合時間，長出更佳的骨質。(考量臨床上已有替代之治療方式可供選擇，故暫不納入健保給付。)	
FBZ029071002	1Z04205	瑟諾美瑞輔生去礦化異體植骨-泥膠 0.5cc Cellumed Rafugen DBM-GEL 0.5cc	23,792	本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2、BMP-4、IGF-1、TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	使用含有人體去礦物質骨基質(DBM)的人工代用骨可與骨小樑結合，同時具備骨傳導及骨誘導之效果，能加速骨骼生長重塑，對於骨不癒合及血流不良骨缺損患者，能大大提高成功率加速骨癒合時間，長出更佳的骨質。(考量臨床上已有替代之治療方式可供選擇，故暫不納入健保給付。)	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ029081001	1C42803	邦美遠端橈骨交叉互鎖式骨板系統BIOMET DVR CROSSLOCK DISTAL RADIUS PLATING SYSTEM	65,600	1.提供更符合近關節面人體骨骼曲率之內固定，減少肌腱與金屬磨擦而斷裂的可能性。 2.骨板支撐面變小，遠端骨釘採取雙排發散式交叉螺釘設計，增加內固定之穩定性。 3.獨家光滑螺釘設計，增加背側小碎骨頭穩定性，並避免背側收縮肌肌腱斷裂的發生。 4.獨家快速套筒(F.A.S.T. Guide)設計，減少手術時間，降低感染可能發生機率。	如有不正常骨癒合、不癒合、骨質疏鬆、顯著不穩定性粉碎性骨折之情形時，最終可能引起植入物因金屬疲勞而斷裂。	如上述產品特性比較所列，本公司DVR皆比健保產品更能提供病患更加優質之治療。	為骨科醫生提供了固定骨骼的方法，並幫助骨折和重建手術的一般性處理，此類植入物は設計做為正常癒合的引導，而非替代正常身體構造或在骨癒合未完全時負荷體重。	在達成穩固的骨癒合前，病患應採用充足的外部支撐並限制體能活動，以免對植入物施加壓力或容許骨折部位運動而延緩癒合。手術後照護極為重要，應警告病患若不遵守手術後指示，將會導致植入物斷裂而須再次手術。
FBZ029214001	1C41545	信迪思多角度鎖定加壓踝創傷系統-內側脛骨遠端骨板Synthes VA LCP Ankle Trauma System- Medial Distal Tibia Plates	93,470	手術植入物可讓骨科醫師進行精準的骨接合術。並可在治療、骨折癒合及重建手術中，扮演一般性的支持角色。	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	固定效果更好	成本較高	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。
FBZ029721001	1C41544	信迪思多角度鎖定加壓脛骨近端骨板Synthes VA-LCP Proximal Tibial Plate	97,162	本系列產品包含低彎曲度及高彎曲度的骨板，以涵蓋廣泛的脛骨形狀	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應	固定效果更好	成本較高	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。
FBZ029939001	1C50993	邦美活動式襯墊-單側BIOMET OXFORD PARTIAL KNEE SYSTEM-MOBILE ANATOMIC MENISCAL BEARING	73,463	1.單側人工膝關節置換系統包括股骨組件和脛骨組件。 2.因退化或創傷後單側受影響方可進行單側人工膝關節置換。 3.極佳臨床經驗提供15年產品存活率94%及20年91%。 4.雙向活動式墊片更能減少摩擦力增加活動。	1.傷害血管造成血腫或傷口癒合延遲或感染。 2.暫時性或永久性神經傷害導致疼痛或麻木。 3.組件選擇或定位不當造成關節活動不足。	無健保品項可比較。	無健保品項可比較。	1.植入物組件的選擇、放置、定位、排列及固定不當會導致植入物耐用度減少。 2.活動增加以及體重增加都會導致聚乙烯植入物加速磨損。 3.病患抽菸會導致延遲癒合或不癒合或減損植入部位之穩定性。
FBZ030108001	1C53093	美敦力索樂拉領航脊椎固定系統-短節固定桿Medtronic CD HORIZON SOLERA VOYAGER Spinal System - Short Rod	27,000	本產品作為胸椎、腰椎或薦椎融合的輔助，協助提供脊椎節段的固定及穩定。可搭配美敦力索樂拉領航脊椎固定系統骨釘使用，以符合個案需求。	無明顯副作用	無類似的健保品項可作比較	尺寸包含直徑4.75及5.5，預彎設計，搭配上美敦力索樂拉領航脊椎固定系統骨釘使用，能更符合個案需求。	鈦合金及/或鈷鉻鉗合金組件可同時使用。但絕不可將鈦合金及或鈷鉻鉗合金與不鏽鋼一並使用於同一構造中。
FBZ030109001	1C53092	美敦力索樂拉領航脊椎固定系統-骨釘組Medtronic CD HORIZON SOLERA VOYAGER Spinal System-Screw	27,000	本產品作為胸椎、腰椎或薦椎融合的輔助，協助提供脊椎節段的固定及穩定。可搭配美敦力索樂拉領航脊椎固定系統固定桿使用，以符合個案需求。	無明顯副作用	無類似的健保品項可作比較	本產品為長臂螺紋設計，無須工具即可復位，釘身有疏密雙螺紋設計，增加與骨頭的穩定度。	鈦合金及/或鈷鉻鉗合金組件可同時使用。但絕不可將鈦合金及或鈷鉻鉗合金與不鏽鋼一並使用於同一構造中。
FBZ030337001	1C41543	信迪思多角度鎖定加壓股骨髁骨板Synthes VA-LCP Condylar Plate	98,151	本產品結合多角度鎖定技術與傳統按骨板技術。多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需要橋式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	固定效果比健保優50%	成本較高	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。
FBZ031154001	1C41526	信迪思多角度鎖定加壓手骨系統-1.5骨板Synthes Variable Angle Locking Hand System-Plates 1.5	76,650	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不鏽鋼材質內植物混用
FBZ031635002	1Z05002	尼歐堆弓螺釘系統-二節(配合微創手術使用)NEO PEDICLE SCREW SYSTEM-2 LEVEL	160,000	一次性使用、多功能釘、減少術前術後刀房或供應室工作量、減低交叉感染。	無。	健保無多功能釘。	縮短工作流程、一次性使用、多功能。	感染病患、對金屬過敏勿使用。
FBZ031635006	1Z05003	尼歐堆弓螺釘系統-固定桿(配合微創手術使用)NEO PEDICLE SCREW SYSTEM-ROD#30:100MM	21,250	一次性使用、多功能釘、減少術前術後刀房或供應室工作量、減低交叉感染。	無。	健保無多功能釘。	縮短工作流程、一次性使用、多功能。	感染病患、對金屬過敏勿使用。
FBZ031635007	1Z05004	尼歐堆弓螺釘系統-固定桿(配合微創手術使用)NEO PEDICLE SCREW SYSTEM-ROD#130:300MM	30,600	一次性使用、多功能釘、減少術前術後刀房或供應室工作量、減低交叉感染。	無。	健保無多功能釘。	縮短工作流程、一次性使用、多功能。	感染病患、對金屬過敏勿使用。
FBZ031702001	1C53602	邦美阿爾卑斯系列肘骨板系統-肘部互鎖式骨板系統A.L.P.S. Elbow Fracture Plating System-Elbow Fracture Locking Plate	83,337	在正常癒合過程中的骨折固定使用	外在物質植入進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	此產品有符合骨頭形狀設計，且材質硬度較高	無	此裝置是設計用在正常癒合過程中骨折固定使用，當完全癒合時，此裝置即喪失功能，因此可以被取出

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FBZ031702002	1C53601	邦美阿爾卑斯系列近端脛骨板系統-近端脛骨互鎖式骨板系統A.L.P.S. Proximal Tibia Plating System	87,610	在正常癒合過程中的骨折固定使用	外在物質植入進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	此產品有符合骨頭形狀設計，且材質硬度較高	無	此裝置是設計用在正常癒合過程中骨折固定使用，當完全癒合時，此裝置即喪失功能，因此可以被取出
FBZ031709001	1C50997	捷邁博適耐人工膝關節系統-PS含維生素E高度交聯襯墊 Knee System-PS Vivacit-E Highly crosslinked Articular surface	141,000	減少襯墊磨損、增加抗氧化程度、提高抗剝落效能	腫脹/疼痛	耐磨度增加、更加抗氧化	提高墊片耐磨度、降低磨損後產生之副作用	1.需由專業外科醫師使用。 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
FBZ032699001	1C22004	信迪思股骨頸系統SYNTHES FEMORAL NECK SYSTEM	73,360	手術植入物可讓骨科醫師進行精準的骨接合術。並可在治療、骨折癒合及重建手術中，扮演一般性的支持角色(骨接合及退化性疾病改善)。	1.深層或表面的感染。 2.對植入物的材料過敏或有其他的反應。	固定效果比健保品項優50%。	成本較高。	1.深層或表面的感染。 2.對植入物的材料過敏或有其他的反應。
FBZ033709001	1C50604	好美得卡奧斯得寧三項能整體脛骨內墊Howmedica Osteonics Triathlon X3 CS Tibial Insert	90,000	使用Crosslink處理技術、經過二次超耐磨處理，使得超高分子聚乙烯能增加耐磨度、保有原始強度、增強抗氧化能力。	無	超高耐磨，提高使用年限	材質較好，價格較高	無
FBZ033725001	1C51601	信迪思多角度鎖定加壓手骨系統 - 2.0骨板Synthes Variable Angle Locking Hand System - Plates 2.0	75,228	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不鏽鋼材質內植物混用
FBZ035152001	1C50610	邦美博適耐單側人工膝關節系統-含維生素E高度交聯襯墊組件	120,000	本產品為單側人工膝關節，僅供內側膝關節磨損等適應症使用使用。	植入不準確可能導致過度磨損，降機使用年限、感染等。	產品設計更符合人體工學，墊片含維他命E以增加使用年限。	供病患更多優質產品使用選擇。	本產品僅供內側膝關節磨損等適應症使用。
FBZ035928001	1C55352	信迪思多角度鎖定加壓鎖骨骨板系統Synthes VA-LCP Clavicle Plate 2.7 System	81,575	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度	異物感	固定效果佳，病患可提早活動，避免併發症	新品審議中	不可與不鏽鋼材質內植物混用
FFZ005390017	1C55427	合碩顱骨固定夾-解剖可拆式D:15MM CUSMED CONNECTCMF FLAP FIXATOR-LOW PROFILE REPLACEABLE TYPE	29,250	產品材質不顯影，做核磁共振不影響其影像，可重複使用之設計。	無。	操作快速、不顯影、可重複使用。	操作快速、不顯影、可重複使用。	無。
FFZ023001001	1N22804	百特克沾黏溶液BAXTER ADEPT 4% ICODextrin Solution 1.5L	14,980	本產品用於腹腔滴注以減少腹部手術後沾黏，手術中應以沖洗液方式使用	約有12%的患者在使用本產品後，會感到腹脹或腹部不適，建議採取坐臥姿式，一般在術後2~3天內，不適感會逐漸自行消失	無	目前所有防沾黏產品健保均不給付	在極少數的情況下(尤其在患者合併有其他免疫系統疾病或特異體質時)，使用防沾黏產品後可能發生發燒、腹部或骨盆腔疼痛或外陰部局部水腫等
FHZ030303001	1H46727	美敦力泰瑞斯可吸收式抗菌網袋MEDTRONIC TYRX ABSORBABLE ANTIBACTERIAL ENVELOPE	38,610	1.本產品為完全可吸收性、已滅菌之抗菌裝置，用來安全地包覆心臟節律器或去顫器，當植入式心臟裝置創造穩定的環境。 2.本產品可緩慢釋放抗生素，適用於高感染風險包含:急性期重複手術、植入體積較大心臟電子儀器、洗腎、腎臟衰竭、糖尿病、心臟衰竭、早期重置或置換手術等，使用本產品可以降低感染風險。	如同任何植入節律器及去顫器的手術，可能的併發症包括：血清腫、沾黏、血腫、發炎、裝置穿出或瘻管形成	無類似健保給付品項	無類似健保給付品項	1.本產品僅限合格之節律器及去顫器植入醫師使用。 2.如同許多藥品，碰觸含碘溶液可能降低rifampicin及minocycline的效果。 3.請勿改變局部或全身性抗生素在術前、術中、術後的一般用法。 4.若有感染現象，需依標準程序積極治療，包含移除心臟電子儀器。
FSZ005261002	1N25307	瀚醫生技防粘連可吸收膠HANBIO BARRIGEL	17,840	婦產科專用之用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後組織沾粘的發生/天然大分子不須經自體鏈結就有防沾黏效果,目前市場唯一40mg/ml的規格使用在腹腔鏡及子宮腔鏡手術後預防沾黏產品,比其原來的類似產品它不需回溫即可拿來使用,且延展性更佳,操作更方便。	無	無	用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後組織沾粘的發生	1.已知對本產品過敏患者不可使用。 2.如同其他的手術材料在手術部位有感染的病患不可使用本產品

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FSZ005261004	1N25306	瀚醫生技防粘連可吸收膠 HANBIO BARRIGEL#5ML(濃度40MG/ML)	10,326	婦產科專用之用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後組織沾粘的發生/天然大分子不須經自體鏈結就有防沾黏效果,目前市場唯一40mg/ml的規格使用在腹腔鏡及子宮腔鏡手術後預防沾黏產品,比其原來的類似產品它不需回溫即可拿來使用,且延展性更佳,操作更方便。	無	無	用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後組織沾粘的發生	1.已知對本產品過敏患者不可使用。 2.如同其他的手術材料在手術部位有感染的病患不可使用本產品
FSZ010567001	1X55213	巴德庫格疝氣修補網(圓型)BARD KUGEL HERNIA PATCH MESH 8CM*12CM#0115814	11,025	運用符合解剖曲度的網片經由後腹壁做無張力之腹股溝疝氣修補。	無	無	無	依產品特性與手術技術注意事項手冊操作。
FSZ016580002	1N28101	馬斯特生物消溶阻黏膜MAST SURGIWRAP FILM 100*130MM #25202-01	13,350	1.最接近物理性隔離效果的防沾黏膜。臨床應用效果最佳。 2.聚乳酸材料與縫線相同。已使用在人體臨床床上。	無副作用	1.本產品可分解吸收。 2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。	產品可分解吸收，且形成物理性隔離防止組織沾黏。	本醫療器材只限由醫師操作使用。
FSZ016580003	1N28102	馬斯特生 物消溶阻黏膜MAST SURGIWRAP FILM 130*200MM #25202-02	18,428	1.最接近物理性隔離效果的防沾黏膜。臨床應用效果最佳。 2.聚乳酸材料與縫線相同。已使用在人體臨床床上。	無副作用	1.本產品可分解吸收。 2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。	產品可分解吸收，且形成物理性隔離防止組織沾黏。	本醫療器材只限由醫師操作使用。
FSZ017436001	1X55221	15X10CM舒法定帕瑞得人工編網SOFRADIM PARIETEX MESHES#TECT1510ADP-2L,2R	18,900	1. TEP專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左右邊供病患使用。 2.獨特以2D + 3D編織構造:強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。 3.獨特採親水性polyester材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。 4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。 5. 產品帶伸縮線，術中易於精確置放。	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於): (1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘 (6) 對產品成分產生過敏反應	1. 專為先進之前腹膜腹鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。 2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。 3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	本品專用於經由腹腔鏡進行泌尿生殖系統和直腸脫出的修補。不建議使用於其他症狀。	1. 本產品之禁忌症: 所有關於壁層強化使用的一般禁忌症皆適用於本產品的使用。這些包括(但不侷限於):(1) 病患正處於成長階段: 人工編網的有限延展性可能無法滿足孩童的成長速度。(2) 在受感染或受污染的處所進行手術。 2. 當植入於腹膜前部位時，腹膜移補術的人工編網在手術最後應儘可能係持完整。 3. 另外本產品以雙層滅菌包裝方式提供。建議於使用本產品時，在打開內層包裝，並使用乾淨的手套和器械握住貼布末端。
FSZ018915001	1N25301	13*15CM #4301-02 百特防粘黏薄膜 GENZYME SEPRAFILM ADHESION BARRIER	14,300	Seprafilm防粘黏薄膜是一種無菌、生物可吸收、半透明的粘黏阻隔膜	無	目前無類似健保給付產品	Seprafilm防粘黏薄膜是一種無菌、生物可吸收、半透明的粘黏阻隔膜	無
FSZ018915002	1N25302	7*13CM #5086-02 百特防粘黏薄膜 (6片/包)GENZYME SEPRAFILM ADHESION BARRIER	28,400	Seprafilm防粘黏薄膜是一種無菌、生物可吸收、半透明的粘黏阻隔膜，由玻尿酸鈉(HA)與羧酸甲基纖維素(CMC)兩種陰離子多醣類組合而成，同時藉由活化劑EDC(1-(3dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride)將上述生化聚合物做化學上的修改而成。	無	目前無類似健保給付產品	無	無
FSZ019410001	1N25304	開放式手術用亞諾貝爾生化可吸收膠 HYALOBARRIER GEL (10ML凝膠+5CM 插管)	14,850	能有效降低手術後沾黏的發生率、減輕嚴重程度、提高術後懷孕率	無	無	健保核定不給付	1.已知對本產品過敏者不可使用 2.在手術有感染或污染的病患不可使用本產品
FSZ019410002	1N25305	內視鏡手術用亞諾貝爾生化可吸收膠 HYALOBARRIER GEL ENDO (10ML凝膠+30CM 插管)	14,970	能有效降低手術後沾黏的發生率、減輕嚴重程度、提高術後懷孕率	無	無	健保核定不給付	1.已知對本產品過敏者不可使用 2.在手術有感染或污染的病患不可使用本產品
FSZ024613001	1M00804	BOSTON SCIENTIFIC SOLYX SIS SYSTE 波士頓科技鎖淋單一切口吊帶系統 #M0068507000	32,775	1.輕薄型網片組件可提供在陰道內，無存留組裝定錨材料於體內 2.UpholdLite重量為25g/m2。 3.網片表面為藍色	與婦產科、外科用網片有關的可能不良反應包括糜爛、突出、疼痛、不適症狀、刺激、感染、敗血症風險升高	目前無類似健保給付產品	UpholdLite陰道支撐系統適用於骨盆器官脫垂之婦女的組織強化、前端及頂端陰道壁脫垂的經陰道修復	女性骨盆器官脫垂的手術治療，應由受過治療骨盆腔底疾患之外科用網片裝置微創置放術及手術併發症處置訓練的醫師使用
FSZ031023001	1X52605	柯惠普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網COVIDIEN PROGRIP LAPAROSCOPIC SELF-FIXATING MESH#LPG-1510;1612-AL;AR	28,130	本產品為預先裁剪的橢圓形網狀貼布附長條帶，以及自動固定的重疊開口。本產品為單絲聚丙烯編織而成，並在其中一邊附多個聚乳酸單絲可吸收鉤子。這些鉤子用來放置、定位和暫時固定重疊開口，以及放在組織周圍的網狀貼布。	無。	無健保給付之類似品項。	本產品有預先裁剪並有自動固定的重疊開口可節省手術時間。可吸收鉤子可作到真正無張力修補，減少病人術後的不適感，並使病患可早日康復。	需由專業外科醫師使用。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
FSZ031551001	1N25112	西羅蒙帝卡愛適達迷你懸吊手術系統CL MEDICAL I-STOP (MINI-STOP) SLING SYSTEM#IS-M1	38,047	本產品適用於治療女性尿失禁，為可調整型女性單一切口尿失禁懸吊帶。	常見併發症依發生頻率：疼痛、陰道侵蝕(暴露、擠出或突出)、感染、泌尿問題、經常性失禁、性交期間疼痛、出血、臟器穿孔、神經-肌肉問題和陰道疤痕。這些併發症大多需要額外的醫療介入，有時需要外科手術或住院治療。	本產品手術與健保手術差異為體外無開放式傷口，採用陰道入切口放置懸吊帶，降低疼痛感，不影響外觀，能縮短術後恢復期。	尿失禁懸吊帶已有健保給付替代品可供選擇等，故暫不納入健保給付。	1.本產品為滅菌包裝，僅限單次使用，切勿重複滅菌。 2.本產品禁忌使用於：懷孕患者、尿道感染患者或有任何手術禁忌症的患者。3.需教導患者若出現排尿困難、出血或其他問題時，需與醫師聯絡。
HHZ028794002	1V08287	120CM/6FR #105040-001:2 波士頓科技安傑特血栓清除導管組 SOLENT DISTA SOLENT	127,500	與AngioJet Ultra Power Pulse技術一起使用，以控制及選擇性地注射醫師指定的液體至週邊血管系統	無	目前無類似健保給付產品	目前無類似健保給付產品	使用中有任何不適，請立即告知醫師
HHZ028794003	1V08363	波士頓科技安傑特血栓清除導管組BOSTON SCIENTIFIC ANGIOJET THROMBECTOMY SET-ZELANTE DVT#105CM*8F	127,636	是AngioJet Ultra血栓清除系統組件之一，系統之另一組件為多用除AngioJet Ultra Console單獨包裝和銷售，僅能與AngioJet Ultra Console一起使用	已處理血管的突發閉合、心律異常、急性心肌梗塞、血腫、溶血、穿刺部份的感染、對造影劑起反應、血栓形成阻塞	健保無類似產品	目前市場上並無類似的產品可供使用，未用此耗材只能以藥物來治療	1.勿用於下列病患中：血管內手術禁忌的病患、使用導線無法到達病灶位置的病患、無法使用造影劑的病患 2.操作期間不要將導線縮入導管，導管設計需有導線存在下才可操作 3.不建議使用J型尖端導線，很有可能導線尖端會由導管遠端側孔穿出 4.遇到異常阻力，請勿牽引導管
HHZ034033001	1V00701	波士頓科技聖提諾腦保護系統 Boston Scientific Sentinel Cerebral Protection System#CMS15-10C	105,600	本產品是一苦經皮輸送的栓塞防護裝置，目的為攔截並移除進行血管內程序時脫出的組織碎片	醫療處理過程中，應小心處理，以避免可能造成進入部位的併發症、心絞痛、出血、死亡、血管剝離、栓塞、緊急手術、血腫、局部缺血、感染、心肌梗塞、腎功能不全、中風及血管損傷。	本產品雙過濾裝置，由機動脈進入人體，不同於TAVR輸送系統的人路路徑，不能和其他TAVR導管產生交互作用。並可一次保護三條血管(RVA+RCCA+LCCA)。健保品為單一過濾裝置，由股動脈進入人體，與TAVR輸送系統的人路路徑相同，可能與其他TAVR術中其他導管產生交互作用，需兩條catheter以保護兩條血管(RCCA+LCCA)。	無	本產品不是用於不適合接受抗凝劑及抗血小板藥物療法、血管過度彎曲、出血異常、左總頸動脈或頭肱動脈狹窄程度超過70%及頭肱動脈或左總頸動脈出現明顯狹窄、擴張、剝離，或者主動脈口或距其3公分範圍內出現動脈瘤的患者。
NEZ028014001	1M31503	戴維科麥瑪通乳房活體組織取樣探針DEVICOR MAMMOTOME REVOLVE DUAL VACUUM-ASSISTED BIOPSY SYS-PROBE#8G-10G	19,000	Mammotome真空切片探針為單次插入設計，單次取得足量樣本數，大幅降低病人組織因切片造成的創傷，同時增加手術效率。	輕微乳房淤青	與健保給付品項比較：Mammotome真空取樣探針，傷口微小，術後可正常適度活動	1.鋒利及專利雙向刀頭設計，可精準且省力到達目標組織，增加效率。 2.病人切片傷口微小。	需由專科醫師使用
NEZ030106001	1M31805	哈拉局克乳房組織旋切探針 HOLOGIC BREAST BIOPSY DEVICES(HANDPIECES)#EVIV	15,250	真空吸引乳房穿刺後之標記裝置	無	無	此項目為自費項目	無
NEZ035262001	1M31823	聖丙絲安可兒探針-安可兒探針 SenoRx EnCor Probe-EnCor Probe#ECP01-7G-10G	14,850	適用於提供乳房組織樣本，可將影像上異常之乳房組織部分或完整切除，以進行組織學檢驗。	可能造成皮膚、血管、肌肉、器官的受傷、出血、血腫及感染	無	目前無健保品項	無
SAY019832002	1W60607	#HAR9F愛惜康哈默尼克福克斯器械 ETHICON HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS AND BLUE HAND PIECE	26,330	1. 多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。 2. 精細設計的作用面。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免除溫影響。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周邊重要組織，術後復原效果佳。 2.止血同時切割最高達5mm血管。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周邊重要組織，術後復原效果佳。 2.止血同時切割最高達5mm血管。	1.本產品為一無菌、僅供單一病患使用的器械，使用後應丟棄。 2.外科手術切割軟組織、剪斷及凝閉5mm以內之血管。
SAY023875001	1G21707	柯惠可吸收傷口縫合裝置(僅內視鏡手術用)COVIDIEN V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE#VLOC1031690CM(短)#VLOCM0023	1,800	可吸收傷口縫合裝置由可吸收線所組成。	無	無	1.減少手術時間。 2.減少病患失血。	無
SAY023891001	1G21728	柯惠可吸收傷口縫合裝置 COVIDIEN V-LOC 90 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE	1,800	縫合無須打結，可吸收材質。	無	無健保同等給付品項	無	無
SAY026490001	1X50123	愛惜康思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置(BI-DIRECTIONAL)(僅適用於內視鏡手術)	1,648	1.本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，故無需打結即可縫合組織，可以減少手術進行的時間，降低麻醉風險，提昇手術效率。 2.本產品無需打結，因此可降低對於人體產生的異物反應，而免打結縫線採連續式的縫合方式，對於傷口的吻合張力，可以有較好的控制，可提昇傷口的癒合效果。	暫時性異物反應	一般縫合縫線	無須打結即可縫合，減少手術進行的時間，降低麻醉風險，提昇手術效率	單次使用，勿重新滅菌使用。
SAY026884001	1X55107	愛惜康安寧凝組織密封器 ETHICON ENSEAL G2 ARTICULATING TISSUE SEALER	28,505	專用於腹腔鏡手術的組織雙極電燒，使用於血管與組織切斷與封合。	不可用於避孕輸卵管電凝。	此雙極電燒器械含有刀片，多了同時切割與止血的功能。	唯一軸桿可左右旋轉 (Articulating)的高階雙極電燒刀，鉗口可轉彎，有助於在組織和血管束上獲得更大的切割凝閉角度。	僅限單一病人使用，多名患者使用可能會影響該器械的完整性或帶來汙染風險。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
SAY029245001	1G25101	思賴刻無結可吸收性聚對二氧環己酮外科縫合線(僅適用於內視鏡手術)	3,002	1.德國FSSB鋼針，持續穩定縫合。 2.活性節下第一針時，易於縫合。 3.形成水密屏障，降低出血。	可能有少許發炎反應。	無。	內視鏡手術。	雙向或單向鉤刺及單環固定於軟組織，因而無須於縫合傷口的邊緣打結。
SAY029924001	1G25102	思賴刻無結可吸收性多醣體交脂類外科縫合線(僅適用於內視鏡手術)	3,002	1.德國FSSB鋼針，持續穩定縫合。 2.90天完全降解，病人使用安全。 3.雙頭針易於達文西手術結合，節省手術時間。	可能有少許發炎反應。	無。	內視鏡手術。	雙向或單向鉤刺及單環固定於軟組織，因而無須於縫合傷口的邊緣打結。
SAY030932001	1X55017	柯惠利嘉修爾鈍頭含塗層閉合器/分割器COVIDIEN LIGASURE BLUNT TIP SEALER/DIVIDER NANO-COATED	31,200	本產品適用於需要結紮或分割血管，能閉合直徑7mm以下血管、減少術中出血、含塗層功能能減少焦痂，增加術中安全性。	利嘉修爾鈍頭含塗層閉合器/分割器並非人體植入物，故並無直接副作用產生。	本產品為高階能量器械，無健保可替代。	搭配柯惠電外科主機系統，LigaSure能使組織熱損傷降低，提升止血效果。	1.LigaSure系統尚未被證實可有效用於輸卵管節育術或輸卵管凝結術之節育用途。 2.裝有體內或體外節律器狀況下應謹慎使用此系統，使用前應向節律器的製造廠或醫院心臟科諮詢。 3.在患有某些類型的血管病變(動脈硬化、動脈瘤等)應小心謹慎，請應用閉合功能於未受影響之血管。 4.避免啟用器械時與任何金屬物件(止血鉗、釘子、夾子、牽引器等)接觸。
SAY031704001	1X55022	柯惠利嘉修爾艾賽克含塗層分離器COVIDIEN LIGASURE EXACT DISSECTOR, NANO-COATED	32,945	與現有單極、雙極電燒器材相比，LigaSure能量器械能減少手術中出血狀況、減少焦痂，也能閉合7mm以下之血管，增加術中安全性。	無。	無。	本產品搭配單極、雙極電外科裝置，使手術過程中更加方便操作、節省手術時間，且進階雙極電燒也能使組織熱損傷降低，提升止血效果。	1.LigaSure系統尚未被證實可有效用於輸卵管節育術或輸卵管凝結術之節育用途。 2.裝有體內或體外節律器狀況下應謹慎使用此系統，使用前應向節律器的製造廠或醫院心臟科諮詢。 3.在患有某些類型的血管病變(動脈硬化、動脈瘤等)應小心謹慎，請應用閉合功能於未受影響之血管。 4.避免啟用器械時與任何金屬物件(止血鉗、釘子、夾子、牽引器等)接觸。
SAY032513001	1X55106	柯惠馬里蘭鉗口閉合器/分割器COVIDIEN LIGASURE MARYLAND JAW SEALER/DIVIDER ONE-STEP SEALING NANO-COATED	34,800	本產品適用於需要結紮或分割血管，能閉合直徑7mm以下血管、減少術中出血、含塗層功能能減少焦痂，增加術中安全性。	利嘉修爾閉合器/分割器並非人體植入物，故並無直接副作用產生。	本產品為高階能量器械，無健保可替代。	搭配柯惠電外科主機系統，LigaSure能使組織熱損傷降低，提升止血效果。	1.LigaSure系統尚未被證實可有效用於輸卵管節育術或輸卵管凝結術之節育用途。 2.裝有體內或體外節律器狀況下應謹慎使用此系統，使用前應向節律器的製造廠或醫院心臟科諮詢。 3.在患有某些類型的血管病變(動脈硬化、動脈瘤等)應小心謹慎，請應用閉合功能於未受影響之血管。 4.避免啟用器械時與任何金屬物件(止血鉗、釘子、夾子、牽引器等)接觸。
SAY032761001	1X55108	愛惜康安喜凝強化型組織密封器ETHICON ENSEAL X1 TISSUE SEALER	26,040	開放性常規、婦科、泌尿、胸腔外科、整形重建與耳鼻喉科外科手術以及需要進行血管結紮(切斷及密封)，組織抓取及分割操作的其他手術。可用於最大 7mm(含)的血管以及適用於本產品前口的組織束。	無。	本產品為高階能量器械，故無健保可替代醫材。	1.自適應組織技術：可自動識別並不斷即時反饋鉗口內組織的阻抗和鉗口壓力，根據智能算法持續輸出最佳大小的能量並實現精準和高效的凝閉效果，保持最小的側向熱損傷。 2.刀頭設計加長，提供更多組織抓持，減少手術時間增加手術效率。 3.360度的刀頭旋轉，提供手術中的方便性。	1本產品務必經由合格完善受訓的醫師、熟悉產品使用說明為預先準備、操作，診斷病患務必遵守使用說明書所載之內容及訊息。 2.本設備是滅菌包裝，僅限使用一次。 3.本產品用於輸卵管結紮術或絕育手術中輸卵管閉合效果尚未被證實有效，請勿使用於上述之手術流程。
SAY036854001	1X55110	柯惠利嘉修爾XP馬里蘭鉗口閉合器/分割器Covidien LigaSure XP Maryland Jaw Sealer/Divide	34,902	產品藉由將射頻電外科能量作用至夾於裝置鉗口之血管、淋巴管或組織束，並產生閉合效果，鉗口的設計亦可達到較為精細的剝離並被用於閉合較厚的組織。	目前未有已知副作用。	可更精細的剝離組織及閉合較厚的組織，加速手術時間。	適用於需要結紮或分割血管、厚組織(組織束)及淋巴管的微創或開放式手術。	本產品不可用在輸卵管節育術或輸卵管凝結術。
TAY035174001	1W58008	愛惜康哈默尼克超音波能量手術剪ETHICON Harmonic 1100 Shears	33,165	本產品適用於控制出血，並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。此器械可以當作電燒、雷射以及不鏽鋼手術刀的輔助或替代物，可運用於開腹性及內視鏡手術。	超音波刀非人體植入物，故並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響。	本產品為高階能量器械，故無健保可替代醫材。	1.智慧溫控系统:能根據組織狀態調整每秒輸出能量，讓組織在最適的溫度下被切割止血。將側向熱傷害風險降至最低，給予組織良好癒後。 2.多功能刀面有9種不同功能達到術中精細操作，減少術中更換器械的次數，增加手術效率，可潛在降低術中患者麻醉時間與衍生風險。 3.相較前一代能量器械，進階止血模式效能增強40%。 4.曲面刀頭更寬更扁平，增加止血效果並加強抓取組織時的穩固力，避免滑脫並能在術中提供更好的手術視野精細的剝離組織。	本產品務必經由合格受訓的醫師、熟悉產品使用說明、操作。 1.本設備是滅菌包裝，僅限使用一次。 2.本產品不可用於切割骨骼與避孕輸卵管閉塞。 3.進階止血模式可對直徑不超過7mm的血管進行止血，並且關閉桿必須在完全關閉時，主機才會啟動進階止血功能。
THZ013975001	1S01209	飛洛散斯龐塞止血粉FERROSAN SPONGOSTAN POWDER	15,000	1.豬凝膠製品，主要提供血小板凝集和附著之介質 2.可廣泛運用在各科手術當中出血使用 3.能完全覆蓋在粗糙不規則的出血表面。	對豬凝膠製品過敏者產生過敏反應	目前無類似健保給付產品	術中出血使用	不適用於眼科手術及皮膚切口縫合處及傷口感染狀態處

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
THZ020520001	1S02402	ETHICON FIBRILLAR 壯生止血氧化再生纖維棉絮 1*2 吋	1,650	方便、有效、抗菌的止血氧化纖維，且7-14天由人體吸收，有效降低異物存於體內所造成感染的風險	頭痛、灼熱感、刺痛、打噴嚏等症狀	目前無類似健保給付產品	單價過高，目前此自費品項健保審核價中	無
THZ020520002	1S02403	ETHICON FIBRILLAR 壯生止血氧化再生纖維棉絮 2*4 吋	3,440	方便、有效、抗菌的止血氧化纖維，且7-14天由人體吸收，有效降低異物存於體內所造成感染的風險	頭痛、灼熱感、刺痛、打噴嚏等症狀	目前無類似健保給付產品	單價過高，目前此自費品項健保審核價中	無
THZ020520003	1S02404	ETHICON FIBRILLAR 壯生止血氧化再生纖維棉絮 4*4 吋	3,900	1.方便、有效、抗菌的止血氧化纖維，且7-14天由人體吸收，有效降低異物存於體內所造成感染的風險 2.可消滅最易造成SSI的抗藥性菌種，有效預防併發症感染 3.快速止血，減少因出血相關併發症及輸血所造成的經濟與生理負擔	過去曾有患者發生體液封入 (Encapsulation) 與異物反應。在血管手術中將 本產品 當作包裹物使用時，曾有患者出現血管狹窄情形 (stenotic effect)。雖然並未確定狹窄情形與使用 本產品 有直接關聯，但仍須謹慎，以本產品當作包裹物時，請避免包紮過緊。本產品用於骨髓孔洞、骨骼邊緣區域、脊椎及/或視神經及視交叉部位、周圍或附近區域時，曾造成患者麻痺及神經損傷。雖然這些案例大多與椎板切除術有關，但進行其他手術時也曾出	目前無健保給付同類品項	因應臨床止血需求，使用數量依照不同科別有不同需求，且單價過高。目前此自費品項已提出向健保局申請核價中	1.使用本產品時僅須取用足以止血的份量，將其緊壓於出血位置，直到止血。手術縫合前應清除多餘產品，以便組織吸收並降低引起異物反應的機率。 2.進行泌尿科手術時，應使用最少量的產品，並務必注意避免產品部分移位，造成尿道、輸尿管或導管阻塞。由於化學燒灼區域會妨礙產品的吸收，因此使用本產品前請勿塗抹硝酸銀或其他腐蝕性化學藥劑。 3.若以本產品作為大範圍開放性傷口凹處的暫時性襯裡，放置位置不可與皮邊邊緣重疊；此外，
TKY000307001	1M25302	邁德斯菲爾電外科電極 MEDSPHERE ELECTROSURGICAL RF ELECTRODES	17,337	最小侵入性、傷口小、較不疼痛、流血量少、復原快	可能發生因治療而引起周圍的組織受傷	目前無類似健保給付產品	目前無類似健保給付產品	1.需由專業耳鼻喉科醫師使用 2.應按照原廠建議篩選合適之患者
TKY001884001	1W31107	拉吉士內視鏡器械-剪刀Lagis Endoscope Instruments	3,750	於組織橫斷、分離時，其刀刃極為鋒利，使手術相對便利且有效率。	無	健保品無類似品項。	1.於組織橫斷、分離時，其刀刃極為鋒利，使手術相對便利且有效率。 2.其單價/價格較原使用之相同用途器材低，有效降低手術費用/成本。	重新消毒使用，對於產品完整性會發生非預期的危害結果。
TKY007543W01	1C11912	艾思瑞斯電燒探頭Arthrex Apollo RF Probes	23,400	艾思瑞斯電燒系統與探頭一起使用時，作為完整系統用於關節鏡和骨科手術中的軟組織切除、脫落和凝結以及血管止血。具體而言，探頭、主機及其他產品配件適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖的關節鏡手術。	深層或表面的感染。	無	此產品有效達到手術中軟組織切割、清除、以及快速止血功能，節省手術時間。	1.使用本產品必須了解醫源性損傷對周圍組織造成傷害的風險。 2.主動電擊和待切除的組織之間的小電弧可產生刺激局部神經肌肉的低頻電流，確保患者的手部和/或腿部被適當的支持。
TKY014509001	1X55412	英特佳超音波手術拋棄式沖水抽吸管組INTEGRA CUSA EXCEL TUBING(23K;36K)	7,880	1.用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織。 2.可以同時震碎、吸引、沖水，並且保護血管神經組織。	無	無健保已給付品項。	用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織，並且保護血管神經組織(尚未納入健保給付之過程面醫材)。	被啟動的附件不用時要遠離病人。
TKY014509002	1G02002	英特佳超音波手術震擊頭 INTEGRA CUSA EXCEL TIP(23K;36K)	23,385	1.用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織。 2.可以同時震碎、吸引、沖水，並且保護血管神經組織。	無	無健保已給付品項。	用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織，並且保護血管神經組織(尚未納入健保給付之過程面醫材)。	被啟動的附件不用時要遠離病人。
TKY014509003	1G02424	英特佳超音波手術電燒頭 INTEGRA CUSA EXCEL CEM NOSECONE(23K;36K)	8,506	1.用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織。 2.可以同時震碎、吸引、沖水，並且保護血管神經組織。 3.附加電燒功能。	無	無健保已給付品項。	用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織，並且保護血管神經組織(尚未納入健保給付之過程面醫材)。	避免在不用時意外啟動，不要將手持工具重力點落在電燒啟動鈕上，避免其他物品放在手持工具上。
TKY022792001	1W93602	史賽克超音波手術裝置-探頭 SONOPET REUSEABLE UNIVERSAL TIP	29,938	對軟組織實施破碎、乳化和抽吸的外科手術	無	無	可縮短手術時間、降低術後併發症、使軟組織破碎、乳化及抽吸、減少手術出血量、減少破壞正常組織	在無液體直接接觸時、沒有取暖器及加濕器直接氣流處、於通風足夠的地方安裝此產品
TKY024212001	1N71904	艾柏氬氣離子凝結用探頭ERBE FIAPC PROBE	10,680	1.非接觸性止血，避免組織沾黏。 2.有效率的大面積止血。 3.減少組織穿孔的危險。 4.較少碳化形成，較少煙霧，故有較好手術視野及無臭味。	氬氣送氣量不可太高，也不可將探頭前端按壓組織或朝著開放血管，可能導致血管栓塞或肺氣腫。	本產品採用非接觸性止血技術可避免組織沾黏，可用於開腹手術、腹腔鏡手術、內視鏡手術。	可依傷口情況，控制表面燒灼到深度燒灼，針對消化道可有效對大面積皮膚表層進行止血。	為一次性滅菌產品。
TKY025748001	1G02409	美敦力艾可雙極射頻電外科裝置系統 MEDTRONIC AQUAMANTYS SYSTEM	25,500	Aquamantys bipolar sealer 可同時傳送射頻(Radiofrequency energy)能量及生理食鹽水至手術部位的軟組織。	目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	無健保已給付之品項。	術中失血少，可降低輸血率，可有效預防及止住鄰近危險部位的硬腦膜出血，能改善清晰手術視野。	若有心臟節律器存在，應謹慎使用本產品，電外科設備可能會干擾心臟節律器或其他主動式植入裝置。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
TKY026604001	1M25914	美敦力露克電漿手術刀 MEDTRONIC PEAK PLASMABLADE	18,750	低溫、切割精準、造成之熱傷害小	無	1.恢復期較短 2.術後疼痛較少 3.傷口痊癒較佳	傳統電燒刀會造成大量熱傷害，使病人疼痛以及不必要的組織損傷，本產品可大幅降低熱傷害	本產品不能使用在身體上附屬肢體器官，如割包皮
TKY029906W01	1C11903	3.75MM阿碩柯爾關節用氣化棒 ARTHROCARE ARTHROWAND	19,500	本產品用於關節內視鏡以及骨科手術中，軟組織的切除、脫落和凝結，以及血管的止血、傷口的清創(包含急性及慢性創傷、燒傷及壞死的組織)、軟組織清除，並可藉由移除殘骸、黃色腐痂、纖維蛋白、流出物、碎屑及細菌來清理手術區域。	本產品正常使用下無副作用。	無	本產品雙極射頻電刀手術系統，設計使用於關節內視鏡以及骨科手術。	本產品禁止重複使用。
TKY032548001	1W60609	柯惠索尼西迅彎鉗無線超音波刀系統-彎鉗無線超音波刀	37,840	適用於在需要控制出血及將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。	本裝置不適用於切割骨骼。本裝置不適用以避孕為目的之輸卵管結紮。	可縮短手術時間、降低術後併發症，以及易使血管或軟組織凝血	可用作一般外科、整形外科、小兒科、婦科、泌尿科、骨科（暴露骨結構如脊椎和關節間隙）手術以及其他開放式和內視鏡手術中的電外科手術、雷射和鑄製手術刀的輔助工具或替代工具。本產品可用於對直徑長達5mm的血管進行凝血。目前已有內含之手術刀或單極/雙極傳統高溫電燒刀可供使用，故暫不納入健保給付。	需由專業外科醫師使用。
TKZ025193001	1M35301	科士曼射頻電燒系統-電極 COSMAN DISPOSABLE RF THERMOCOUPLE ELECTRODES(5;10;15;20CM)	18,572	本產品藉由射頻電燒灼來舒緩疼痛，或在神經外科手術中燒灼神經組織以達到治療疼痛。	無	無類似健保品項。	需搭配儀器使用。	需由專業外科醫師使用。
TKZ029477001	1Z07101	愛諾生冷凝射頻切口探針組 Avanos COOLIEF Cooled Radiofrequency Probe Kits	67,000	1.治療原理是經由表皮，插入一支內含水冷系的探針，傷口只有針孔大小，而對病患疼痛部位之疼痛感受器進行干擾阻斷的一種非手術性治療。 2.以最小侵入式的治療方式，將發炎關節的支配神經阻斷。其針對的是感覺神經而不是運動神經，術後當天即可恢復正常生活並達到止痛的目的。	無	無健保給付品項。	疼痛控制。	裝有心率調節器患者使用時需請心率調節器廠商評估。
TSZ010846001	1M00601	C8101 100MM GELPORT DEVICE-DESIGNED FOR SMALLER PATIENTS 凝膠式腹腔鏡手通路裝置	30,000	方便執行內視鏡手術時可用手輔助器械操作，保持腹腔氣體不流失，縮短手術時間，降低風險	無	無健保給付品項。	設計新穎，材質優異，操作簡易	遵醫囑使用
TSZ010846002	1X55015	安培亞歷西斯牽引器APPLIED ALEXIS RETRACTORS(9;14CM)	3,450	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快	無	無類似健保給付品項	保護傷口、避免感染	遵醫囑使用
TSZ027371001	1X55019	小號2.5-6CM柯惠傷口保護套 COVIDIEN SURGISLEEVE WOUND PROTECTOR	3,900	採用單件式設計，以兩端加上套環的護套薄膜組成。術式執行有最大的視野及最大延展空間。	若經醫師判斷使用用此裝置不符合病患的最大利益，則禁止使用本品。	無健保給付品項	適用於在外科手術過程中透過無損傷性撐開切口進入腹腔內，並以最小切口實現最大程度之腹腔暴露，以及在腹腔鏡手術和開放式手術過程中防止傷口污染。	需由專業外科醫師使用。引入或抽出邊緣銳利或邊角銳利的內視鏡器材時請細心，讓意外損壞本品的可能性降到最低。
TSZ028377003	1X55016	安培亞歷西斯牽引器 APPLIED ALEXIS RETRACTORS(11;17CM)	4,588	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快	無	無類似健保給付品項	保護傷口、避免感染	遵醫囑使用
TSZ028377004	1X55014	安培亞歷西斯牽引器APPLIED ALEXIS RETRACTORS(5;9CM)	3,000	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快	無	無類似健保給付品項	保護傷口、避免感染	遵醫囑使用
TSZ028377005	1X55013	安培亞歷西斯牽引器APPLIED ALEXIS RETRACTORS(2;5;6CM)	2,400	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快	無	無類似健保給付品項	保護傷口、避免感染	遵醫囑使用
TSZ028377006	1X55012	安培亞歷西斯牽引器 APPLIED ALEXIS RETRACTORS(1;4CM)	2,100	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快	無	無類似健保給付品項	保護傷口、避免感染	遵醫囑使用

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
TSZ028720001	1G25201	愛惜康抗菌免打結傷口縫合裝置ETHICON STRATAFIX SYMMETRIC PDS PLUS KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE	2,505	因為不須打結，所以縫合速度較傳統縫線快，減少手術時間，此縫合線有抗菌材質塗層有效預防手術部位感染發生。	無特殊副作用，但仍有部分患者有術後暫時性傷口局部刺激感。	1.無需打結，減少手術時間，並降低麻醉時間及其相對風險。 2.倒勾產生間斷縫合效果，密合組織確保手術安全性，提供最佳張力支撐。 3.降低血液流失。 4.降低的感染風險與組織反應風險。	健保給付之縫線必須打結，張力較不均，影響傷口癒合。	勿使用間斷縫合。
TTZ020377001	1Z00401	百特伏血凝止血劑 (5ml)BAXTER FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML	17,911	1.一種凝膠和凝血U+9176基質，用於滲血到噴血狀況的止血。 2.針對組織出血能快速有效的止血。	極少數人有可能產生過敏反應	無	針對組織出血能快速有效的止血	1.勿注射本產品到血管或組織中 2.對牛來源物質過敏的病人，勿使用本產品
TTZ020377002	1Z00407	百特伏血凝止血劑 (10ml)Baxter Floseal Hemostatic Matrix	30,580	1.一種凝膠和凝血U+9176基質，用於滲血到噴血狀況的止血。 2.針對組織出血能快速有效的止血。	極少數人有可能產生過敏反應	無	針對組織出血能快速有效的止血	1.勿注射本產品到血管或組織中 2.對牛來源物質過敏的病人，勿使用本產品
TTZ028015002	1M20804	百特血倍去封合止血貼片 BAXTER HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT#45*45MM	9,435	由膠原蛋白和NH ₂ S-PEG構成，膠原蛋白與血液接觸時會促使纖維蛋白形成，以促進凝血機制	對牛蛋白或亮藍(FD&C藍色1號)過敏的患者，可能會有過敏反應	止血棉止血時間長，且移除後有再出血的疑慮	在按壓、結紮術止血法或傳統的止血方式都無法有效控制出血或不能實行時，用作外科手術中的止血輔助物	1.不能使用在搏動、嚴重出血的部位 2.感染時不宜使用本產品
TTZ028015003	1M20805	百特血倍去封合止血貼片 BAXTER HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT#45*90MM	16,276	由膠原蛋白和NH ₂ S-PEG構成，膠原蛋白與血液接觸時會促使纖維蛋白形成，以促進凝血機制	對牛蛋白或亮藍(FD&C藍色1號)過敏的患者，可能會有過敏反應	止血棉止血時間長，且移除後有再出血的疑慮	在按壓、結紮術止血法或傳統的止血方式都無法有效控制出血或不能實行時，用作外科手術中的止血輔助物	1.不能使用在搏動、嚴重出血的部位 2.感染時不宜使用本產品
TTZ028804001	1Z00415	百特歐速停水溶性骨用止血材 BAXTER OSTENE BONE HEMOSTASIS MATERIAL#1503831(3.5G)	9,921	1.本產品是一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血，並非屬生化作用。 2.本產品是水溶性環氧烷共聚物混合的無菌產品。	目前無已知副作用。	1.可能成為修補過程中的物理性屏障。 2.塗抹骨蠟部位附近組織的輕微發炎性反應和抑制骨生長。 3.可能會加重既有的感染。 4.可能影響需骨癒合、骨融合的部位。 5.可能影響小兒骨頭生長。 6.不適用於需要快速骨再生及骨融合的部位。 7.應少量使用，並且將多餘的部分移除。	為一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血。	1.本產品以無菌提供，僅供單次使用，切勿再次滅菌，任何已拆封未使用或包裝已破損的產品切勿使用，因有汙染之風險，若滅菌範圍已遭到破壞，則不得重覆使用該器材。 2.本產品不應置於過熱的環境中，請存放於0度至32度(32F至90F)的環境中，並避免直接受熱(包括陽光)。
TTZ028804003	1Z00414	百特歐速停水溶性骨用止血材 BAXTER OSTENE BONE HEMOSTASIS MATERIAL#1503833(1.0G)	4,449	1.本產品是一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血，並非屬生化作用。 2.本產品是水溶性環氧烷共聚物混合的無菌產品。	目前無已知副作用。	1.可能成為修補過程中的物理性屏障。 2.塗抹骨蠟部位附近組織的輕微發炎性反應和抑制骨生長。 3.可能會加重既有的感染。 4.可能影響需骨癒合、骨融合的部位。 5.可能影響小兒骨頭生長。 6.不適用於需要快速骨再生及骨融合的部位。 7.應少量使用，並且將多餘的部分移除。	為一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血。	1.本產品以無菌提供，僅供單次使用，切勿再次滅菌，任何已拆封未使用或包裝已破損的產品切勿使用，因有汙染之風險，若滅菌範圍已遭到破壞，則不得重覆使用該器材。 2.本產品不應置於過熱的環境中，請存放於0度至32度(32F至90F)的環境中，並避免直接受熱(包括陽光)。
TTZ030696001	1Z00411	巴德亞瑞絲達可吸收止血顆粒 BARD ARISTA AH ABSORBABLE HEMOSTATIC PARTICLES#SM0005-USA(1G)	10,845	1.來源為植物性澱粉，不含任何動物或人體成份。 2.通常可在2天內吸收(其它產品約3~8週)。 3.即時性使用、不用預先調配或混合凝膠。 4.可搭配40μm直徑自體血液回收機使用。 5.常溫保存不用冷凍 (60度至零下40度範圍內)。	1.對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。 2.在骨孔、骨性邊緣部位、脊髓/視神經與視交叉等部位附近，使用止血劑的案例中，曾通報有麻痺(paralysis)和神經損害(nerve damage)。 3.大多數通報案例與椎板切除術(laminectomy)有關。	健保無同類型止血產品。	本產品為輔助止血之器材，適用於外科手術(神經外科及眼科手術除外)中，當壓迫、結紮和其他常規操作(包括縫合及電燒等)對控制毛細血管、靜脈和小動脈出血無效或無法實施時使用。	本產品為無菌產品，不得重新滅菌，任何未使用而已開封的產品，應予以棄置。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
TTZ030696002	1Z00412	巴德亞瑞絲達可吸收止血顆粒 BARD ARISTA AH ABSORBABLE HEMOSTATIC PARTICLES#SM0002- USA(3G)	21,661	1.來源為植物性澱粉，不含任何動物或人體成份。 2.通常可在2天內吸收(其它產品約3~8週)。 3.即時性使用、不用預先調配或混合凝膠。 4.可搭配40μm直徑自體血液回收機使用。 5.常溫保存不用冷凍 (60度至零下40度範圍內)。	1.對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。 2.在骨孔、骨性邊緣部位、脊髓/視神經與視交叉等部位附近，使用止血劑的案例中，曾通報有麻痺(paralysis)和神經損害(nerve damage)。 3.大多數通報案例與椎板切除術(laminectomy)有關。	健保無同類型止血產品。	本產品為輔助止血之器材，適用於外科手術(神經外科及眼科手術除外)中，當壓迫、結紮和其他常規操作(包括縫合及電燒等)對控制毛細微血管、靜脈和小動脈出血無效或無法實施時使用。	本產品為無菌產品，不得重新滅菌，任何未使用而已開封的產品，應予以棄置。
TTZ030696003	1Z00413	巴德亞瑞絲達可吸收止血顆粒 BARD ARISTA AH ABSORBABLE HEMOSTATIC PARTICLES#SM0007- USA(5G)	35,181	1.來源為植物性澱粉，不含任何動物或人體成份。 2.通常可在2天內吸收(其它產品約3~8週)。 3.即時性使用、不用預先調配或混合凝膠。 4.可搭配40μm直徑自體血液回收機使用。 5.常溫保存不用冷凍 (60度至零下40度範圍內)。	1.對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。 2.在骨孔、骨性邊緣部位、脊髓/視神經與視交叉等部位附近，使用止血劑的案例中，曾通報有麻痺(paralysis)和神經損害(nerve damage)。 3.大多數通報案例與椎板切除術(laminectomy)有關。	健保無同類型止血產品。	本產品為輔助止血之器材，適用於外科手術(神經外科及眼科手術除外)中，當壓迫、結紮和其他常規操作(包括縫合及電燒等)對控制毛細微血管、靜脈和小動脈出血無效或無法實施時使用。	本產品為無菌產品，不得重新滅菌，任何未使用而已開封的產品，應予以棄置。
TTZ032338001	1S10405	#8X100CM 穩可凝可溶性止血紗布WOUNDCLOT ADVANCED BLEEDING CONTROL	23,920	本產品能夠停止所有類型的快速止血，包含嚴重積大動脈的出血。可吸收紗布自身至重量25倍的液體，使用時無須給予壓力。手術型的止血紗布七天內可被人體自行吸收。	無。	無此健保品項。	健保署暫不納入健保給付。	1.全為滅菌包裝，不須重新消毒。不適用於傷口癒合，也不具有抗菌和預防感染之功效的止血紗布，一次性使用，請勿重複使用。 2.檢查未滅菌外袋完整性。 3.僅供單一病患單次使用。包裝經拆封後，任何未使用的部分均應丟棄。
TTZ032338002	1S10404	#8X20CM 穩可凝可溶性止血紗布WOUNDCLOT ADVANCED BLEEDING CONTROL	10,800	本產品能夠停止所有類型的快速止血，包含嚴重積大動脈的出血。可吸收紗布自身至重量25倍的液體，使用時無須給予壓力。	無。	無此健保品項。	健保署暫不納入健保給付。	1.全為滅菌包裝，不須重新消毒。不適用於傷口癒合，也不具有抗菌和預防感染之功效的止血紗布，一次性使用，請勿重複使用。 2.檢查未滅菌外袋完整性。 3.僅供單一病患單次使用。包裝經拆封後，任何未使用的部分均應丟棄。
TTZ032338003	1S10403	#10X10CM 穩可凝可溶性止血紗布WOUNDCLOT ADVANCED BLEEDING CONTROL	21,300	本產品能夠停止所有類型的快速止血，包含嚴重積大動脈的出血。可吸收紗布自身至重量25倍的液體，使用時無須給予壓力。	無。	無此健保品項。	健保署暫不納入健保給付。	1.全為滅菌包裝，不須重新消毒。不適用於傷口癒合，也不具有抗菌和預防感染之功效的止血紗布，一次性使用，請勿重複使用。 2.檢查未滅菌外袋完整性。 3.僅供單一病患單次使用。包裝經拆封後，任何未使用的部分均應丟棄。
TTZ034001001	1S01211	愛惜康斯爾止可吸收性止血粉 Ethicon SURGICEL Powder Absorbable Haemostatic Powder 3g	25,400	SURGICEL POWDER 止血粉，主成分為ORC，製程設計過程中使其成為低PH值功效，止血過程中遇血會破壞血液的表面張力，於後集中於出血點，形成穩固的止血凝塊。並於體內具有抑菌功效，抑制手術中常見之(格蘭氏陽、陰性菌等)相關菌體。30秒止血速度，快速有效使用於人體出血部位，兩週內降解吸收，而且幾乎不會引起組織反應。一管3g，獨家導管組裝設計，均量噴灑設計可平均噴灑15次，可平均達到有效的止血面積。	目前尚無報告	與健保品original surgicel比:止血速度比目前內含品項之止血棉快，體外研究顯示，使用surgicel powder進行止血，比使用二片健保內含的original surgicel止血棉片，止血速度加快47%。	為進階升級型止血產品，目前健保給付品皆為基本型之止血產棉片。	1.不得將 SURGICEL 止血粉與自體血液回收管路共同使用，因為止血粉的碎末，可能通過血液清除系統的輸血過濾器。 2.僅須取用足以止血的 SURGICEL powder止血粉份量，並且僅應用於需要止血的部分。
TTZ034020001	1Z00421	愛惜康斯爾止內視鏡施藥器 Ethicon SURGICEL Endoscopic Applicator	2,228	本產品配有一個柔性內施藥頭和一個剛性套管。本產品為一次性之器械，用後務必丟棄。本產品旨在用於透過1個5mm或更大的外套管針(trocar)向出血的手術出血部位可360度環狀投送止血劑。	目前尚無報告	健保無類似品項。主要搭配愛惜康"斯爾止可吸收性止血粉 3G/3023SP使用，專利設計，輔助主產品有效操作、方便使用。	目前健保品內含的止血品，無輔助導管操作，在內視鏡手術使用時，會有一定之難處操作，產品易沾黏內視鏡管壁及產品呈現扭曲狀態，因此無法快速提供止血輔助。	1.供應的本產品配有一個柔性施藥頭，設在剛性套管內，該剛性套管不能單獨使用。 2.本產品只應由經過充分訓練，並且熟悉內視鏡技術的人員使用。在實施任何內視鏡手術前，請查閱有關使用技巧、併發症及危害等的醫學文獻。 3.使用後，按照生物有害性材料處置方案棄置本產品。

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
TTZ034408003	1Z00423	百歐瑟宜莫斯加強型止血及防沾黏粉-3克BioCer HaemoCer PLUS haemostatic powder-3g	19,480	1.百歐瑟宜莫斯加強型止血粉是作為手術過程中，當無法以施壓、結紮術或其他傳統止血方式對微血管、靜脈或小動脈止血時的止血輔助物。2.吸水後形成的黏稠膠狀物體屏障，亦有助於減少及預防術後沾黏。3.進行清掃淋巴結手術，小的淋巴管可以被這種止血物質建立的基質充分密封，降低淋巴液滲漏的發生率，提高手術成功率。	無	無健保已給付品項之療效比較	市面上無止血、防術後沾黏及降低淋巴液滲漏的發生率之產品。 105年7月藥物共同擬訂會議結論：本案特材原建議用於「小兒顱顏（含腦部）手術及小兒心臟手術」，惟其醫療器材許可證仿單警語載明：「產品於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立」。爰為避免造成臨床醫師溝通之困擾及高風險複雜個案責任歸屬之爭議，故暫不納入健保給付。	本產品不可注射至血管內，可能會造成廣泛性的血管內凝血。本產品不可用於產後或月經止血。本產品不可注射於膀胱或輸尿管腔內。本產品不可注射於眼內。本產品不可用於對澱粉或澱粉衍生物過敏之病人。
TTZ034408004	1Z00424	百歐瑟宜莫斯加強型止血及防沾黏粉-5克BioCer HaemoCer PLUS haemostatic powder-5g	25,400	1.百歐瑟宜莫斯加強型止血粉是作為手術過程中，當無法以施壓、結紮術或其他傳統止血方式對微血管、靜脈或小動脈止血時的止血輔助物。2.吸水後形成的黏稠膠狀物體屏障，亦有助於減少及預防術後沾黏。3.進行清掃淋巴結手術，小的淋巴管可以被這種止血物質建立的基質充分密封，降低淋巴液滲漏的發生率，提高手術成功率。	無	無健保已給付品項療效比較	市面上無止血、防術後沾黏及降低淋巴液滲漏的發生率之產品。 105年7月藥物共同擬訂會議結論：本案特材原建議用於「小兒顱顏（含腦部）手術及小兒心臟手術」，惟其醫療器材許可證仿單警語載明：「產品於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立」。爰為避免造成臨床醫師溝通之困擾及高風險複雜個案責任歸屬之爭議，故暫不納入健保給付。	本產品不可注射至血管內，可能會造成廣泛性的血管內凝血。本產品不可用於產後或月經止血。本產品不可注射於膀胱或輸尿管腔內。本產品不可注射於眼內。本產品不可用於對澱粉或澱粉衍生物過敏之病人。
TTZ034408005	1Z00425	百歐瑟宜莫斯加強型止血及防沾黏粉-440mm投藥器BioCer HaemoCer PLUS haemostatic powder-Universal applicator	2,514	1.配合百歐瑟宜莫斯加強型止血粉使用。2.百歐瑟宜莫斯加強型止血粉內視鏡專用的Universal Applicator 440mm投藥器應用於各式腹腔鏡手術，其尖端的特殊"U型"設計，可確保噴頭不會被膠狀物堵塞，單手可操作的簡易開關系統亦可預防止血粉不停落入內視鏡投藥器中。	無	無健保已給付品項療效比較	市面上無止血、防術後沾黏及降低淋巴液滲漏的發生率之產品。 105年7月藥物共同擬訂會議結論：本案特材原建議用於「小兒顱顏（含腦部）手術及小兒心臟手術」，惟其醫療器材許可證仿單警語載明：「產品於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立」。爰為避免造成臨床醫師溝通之困擾及高風險複雜個案責任歸屬之爭議，故暫不納入健保給付。	本產品不可注射至血管內，可能會造成廣泛性的血管內凝血。本產品不可用於產後或月經止血。本產品不可注射於膀胱或輸尿管腔內。本產品不可注射於眼內。本產品不可用於對澱粉或澱粉衍生物過敏之病人。
TTZ034408006	1Z00426	百歐瑟宜莫斯加強型止血及防沾黏粉-180mm投藥器BioCer HaemoCer PLUS haemostatic powder-Flex Applicator	2,094	1.配合百歐瑟宜莫斯加強型止內視鏡專用的Universal Applicator 440mm投藥器應用於各式腹腔鏡手術，其尖端的特殊"U型"設計，可確保噴頭不會被膠狀物堵塞，單手可操作的簡易開關系統亦可預防止血粉不停落入內視鏡投藥器中。	無	無健保已給付品項療效比較	市面上無止血、防術後沾黏及降低淋巴液滲漏的發生率之產品。 105年7月藥物共同擬訂會議結論：本案特材原建議用於「小兒顱顏（含腦部）手術及小兒心臟手術」，惟其醫療器材許可證仿單警語載明：「產品於兒童及懷孕婦女的使用安全性及有效性尚未確立」。爰為避免造成臨床醫師溝通之困擾及高風險複雜個案責任歸屬之爭議，故暫不納入健保給付。	本產品不可注射至血管內，可能會造成廣泛性的血管內凝血。本產品不可用於產後或月經止血。本產品不可注射於膀胱或輸尿管腔內。本產品不可注射於眼內。本產品不可用於對澱粉或澱粉衍生物過敏之病人。
TTZ035833001	1Z00428	斯爾弗含凝血酶止血基質組SURGIFLO Haemostatic Matrix Kit with Thrombin	39,840	1.快速止血：產品含有凝血酶，能縮短凝血時間。 2.良好貼合性：產品為流體明膠，基質可塑性高，可緊密覆蓋於不規則或狹小部位。 3.基質力學强度高：基質黏稠穩定性高、不易溶解，用量可控，可以精準定位在出血點。	1.嚴禁注入血管或神經周圍，以避免嚴重併發症。 2.不適用於控制大動脈或重大血管出血。	1.產品為流體明膠，基質可塑性高，可緊密覆蓋於不規則或狹小部位。 2.產品配置後可放置8小時，術中亦可使用，提升手術視野清晰度 3.降低重複填塞需求	1.傳統填塞效果有限：紗布或止血棉無法緊密貼合不規則表面，常造成止血不完全或需重複填塞。 2.提升手術效率：本產品能快速控制出血，維持術野清晰，縮短手術時間。 3.病人舒適度改善：減少反覆填塞與壓迫帶來的疼痛與不適。 4.臨床適應性廣：適用於鼻竇手術、鼻中隔手術、扁桃腺切除、腫瘤切除等多種耳鼻喉科手術。	1.嚴禁注入血管或神經周圍，以避免嚴重併發症。 2.不適用於控制大動脈或重大血管出血。
WDZ002993005	1S30710	康力得幾丁聚醣傷口敷料(滅菌)CORELEADER CHITOSAN WOUND DRESSING(STERILE)	1,500	本產品是人體外用敷，緊急狀況下可暫時控制止血的產品，本產品亦可用於洗腎，經皮針穿刺後或經皮導管留下之傷口止血。	無	健保無給付品項	1.抗感染，有效防止大多數菌種 2.加速凝血，減少病人臥床時間	不可破損潮濕、不可覆蓋眼睛、不可重複滅菌、不可食用、過敏者不宜用；應立即使用
WDZ003710004	1V09107	安適康快寧敷墊ANSICARE CHITOCLOT PAD	1,380	有效減少止血的時間及改善病人的不適感	無	目前無類似健保給付產品	一般紗布止血時間久，使用本產品可快速止血	對此成份有嚴重過敏者不適用
WDZ007506001	1N20401	壯生可吸收性防黏安得喜貼布ETHICON INTERCEED (TC7) ABSORBABLE ADHESION BARRIER #4350	7,150	1.可改善術後沾黏比例達20%~63% 2.可降低術後沾黏造成的慢性腹部疼痛的比例，並減少3%因沾黏而再治療之可能性	無	無	健保局核價中	本產品不適用於有明顯感染的部位

自費代碼	物品碼	品項名稱	自費價	產品特性	產品副作用	與健保已給付品項療效比較	使用原因(含不符健保給付規定之原因)	應注意事項
WDZ007506002	1N20402	壯生可吸收性防黏安得喜貼布 INTERCEED (TC7) ABSORBABLE ADHESION BARRIER#4350XL	16,960	1.可改善術後沾黏比例達20%~63% 2.可降低術後沾黏造成的慢性腹部疼痛的比例 ·並減少3%因沾黏而再治療之可能	無	無	健保局核價中	本產品不適用於有明顯感染的部位
WDZ009010001	1Z00404	巴德艾維停微纖維膠原止血劑 (片狀)AVITENE MICROFIBRILLAR COLLAGEN HEMOSTAT 70MM*35MM	4,600	牛膠原蛋白萃取乾燥無菌之粉狀止血劑，艾維停微纖維膠原止血劑被使用在外科手術上的止血，當結紮止血或傳統的止血方法無效或無法控制時，作為止血的輔助品。	曾有較嚴重的副作用報告指出，可能與使用艾維停微纖維膠原止血劑有關，例如潛在性的感染包括膿腫 (abscess) 形成，血腫 (hematoma)，傷口裂開，和縱膈炎 (mediastinitis)	1.止血效果快。 2.降低失血，縮短手術時間，增加手術成功機會。	材質較好，可防止再流血。	需由專業外科醫師使用。
WDZ009010003	1Z00410	10MM艾維停微纖維膠原止血劑-遞送系統AVITENE MICROFIBRILLAR COLLAGEN HEMOSTAT-APPLICATOR	8,486	1.由膠原蛋白製成，可被身體吸收之局部止血劑 2.促進血小板凝固凝集，對於組織出血能快速有效的止血	在極少比率的患者中，可能的副作用為感染、血腫與過敏	目前無類似健保給付產品	止血效果較好，減少術中出血及術後延遲性出血	1.多餘的止血劑可能引起腸粘結或壓迫到輸尿管造成傷害 2.對牛的膠原蛋白有過敏反應的病人不建議使用
WWZ031648001	1S10406	柯惠梅麗仙特止血貼片 2cmX4cm Covidien Veriset Hemostatic Patch#2cmX4cm	20,700	1.本品可黏附於組織上，形成屏障阻止血液流動，達到血液阻斷的作用。 2.本品能60秒內達到止血效果，且不須事先製備，拆開即可使用。 3.因不需長時間加壓，可降低出血處與周圍組織的傷害，增加使用安全感，也可減少出血量及組織的熱出血時間，縮短手術時間。 4.可吸收材質，約28天後自體吸收。 5.無添加人類及動物來源成分，減少過敏與疾病傳染發生風險。 6.貼片的型態，適合作用於實質臟器或器官出血。	本產品可能的不良反應為無法達到止血效果(出血、血腫)、無法完全止血、異物反應(感染、發燒、血清腫、腹管紅和/或疼痛)、組織反應(傷口刺激、發紅和/或腫脹)。另一常見於用於外科手術的止血製劑的不良反應為神經壓迫。	1.健保品項無類似可吸收止血貼片產品。 2.與健保止血紗布相比，本品針對組織出血，能快速凝血、短時間達到有效止血，且可被人體吸收，降低出血量、縮短手術時間，增進手術品質及病患的安全。	以壓力、結紮或其他傳統方式控制微血管、靜脈及動脈的出血效果不佳或不可行時，本產品適用於在外科手術(不含神經科、骨科、眼科及呼吸科)中做為止血輔助物。	1.本產品不被預期當作精細外科技術及/或適合使用其他傳統止血技術之替代物。 2.本產品不建議用於骨骼間隙或狹窄精細之手術，也不適用預防性抗生素之取代物。 3.本產品供應方式為無菌，若包裝受損或開啟，請勿使用。 4.術後照護請聽從醫師護理人員指示。
WWZ031648002	1S10407	柯惠梅麗仙特止血貼片 5cmX10cm Covidien Veriset Hemostatic Patch#5cmX10cm	41,400	1.本品可黏附於組織上，形成屏障阻止血液流動，達到血液阻斷的作用。 2.本品能60秒內達到止血效果，且不須事先製備，拆開即可使用。 3.因不需長時間加壓，可降低出血處與周圍組織的傷害，增加使用安全感，也可減少出血量及組織的熱出血時間，縮短手術時間。 4.可吸收材質，約28天後自體吸收。 5.無添加人類及動物來源成分，減少過敏與疾病傳染發生風險。 6.貼片的型態，適合作用於實質臟器或器官出血。	本產品可能的不良反應為無法達到止血效果(出血、血腫)、無法完全止血、異物反應(感染、發燒、血清腫、腹管紅和/或疼痛)、組織反應(傷口刺激、發紅和/或腫脹)。另一常見於用於外科手術的止血製劑的不良反應為神經壓迫。	1.健保品項無類似可吸收止血貼片產品。 2.與健保止血紗布相比，本品針對組織出血，能快速凝血、短時間達到有效止血，且可被人體吸收，降低出血量、縮短手術時間，增進手術品質及病患的安全。	以壓力、結紮或其他傳統方式控制微血管、靜脈及動脈的出血效果不佳或不可行時，本產品適用於在外科手術(不含神經科、骨科、眼科及呼吸科)中做為止血輔助物。	1.本產品不被預期當作精細外科技術及/或適合使用其他傳統止血技術之替代物。 2.本產品不建議用於骨骼間隙或狹窄精細之手術，也不適用預防性抗生素之取代物。 3.本產品供應方式為無菌，若包裝受損或開啟，請勿使用。 4.術後照護請聽從醫師護理人員指示。