

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ hít Respimat



Xoay

Bước 1:

- Giữ nắp ở tư thế đóng
- Xoay bình theo chiều mũi tên cho tới khi nghe tiếng "click"



Mở nắp

Bước 2:

- Mở nắp theo hình vẽ



Ấn nút

Bước 3:

- Ngậm miệng quanh ống thuốc
- Ấn nút giải phóng thuốc trong khi hít vào chậm và sâu
- Đóng nắp lại

Lặp lại các bước từ 1 tới 3 để dùng liều thứ hai