

Levemir 諾易筆(泰)

วิธีการใช้ปากกา เลเวแมร์ Levemir® FlexPen

เตรียมตัว

1. ก่อนทำการฉีดให้เตรียม แผ่นสำลีแอลกอฮอล์ และ เข็ม ให้เรียบร้อย
2. เปิดช่องแผ่นแอลกอฮอล์ และทำการเช็ดฆ่าเชื้อปากกา Levemir เลเวแมร์ ด้านบนส่วนที่เป็นตัวยาง
3. ดึงปกเข็มออก แล้ว ใส่ เลเวแมร์ Levemir® FlexPen และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด

เปิดปกเข็มด้านใน

4. ปรับตัวยาหมุนให้อยู่ในระดับสองเพื่อดันอากาศออกพร้อมใช้
ก่อนจะดันไล่อากาศออกกรุณา
ติดปกน้ำยาเบาๆ เพื่อให้อากาศรวมตัวกันที่ปลายปก
แล้วค่อยนำด้านเข็มหันขึ้นข้างบน
กดปุ่มฉีด ให้น้ำยาไหลออกมาประมาณ 1 หยด
การดันอากาศเป็นอันสำเร็จ

ฉีดยา

5. การดันอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำน้ำยาปรับให้อยู่ในระดับตามสูตร
กรุณาดูตามตัวอย่าง 1,2
6. นำปากกา เลเวแมร์ Levemir® FlexPen ฉีดเข้าไปในผิวหนัง
และกดปุ่มด้านสีฟ้าจนสุด จนกระทั่งหมายเลขหมุนไปที่เลข 0
และหยุดไว้อย่างน้อย 6 วินาที (แนะนำว่า ให้หยุดค้างไว้ 10 วินาที)

แล้วค่อยนำเข็มดึงออกมา

เสร็จแล้ว

7. เมื่อทำการฉีดยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำปกฝาปิดก่อน

แล้วนำหัวเข็มหมุนออก

กรุณาดูตามข้อสังเกต 3

8. แล้วนำเข็มที่จะทิ้ง ทิ้งในที่ที่โรงพยาบาลจัดไว้สำหรับทิ้งเข็ม

9. ข้อสังเกต

9.1 เมื่อปรับระดับน้ำยาฉีด สามารถหมุนกลับอีกด้านเพื่อปรับระดับน้ำยาได้

9.2 ถ้าน้ำยาในหลอดไม่พอ

หลอดปรับระดับน้ำยาจะไม่สามารถหมุนไปในระดับที่ต้องการได้ เช่น ต้องการตำแหน่ง 20 แต่น้ำยามีแค่ระดับ 12

หลอดปรับระดับน้ำยาจะปรับไปได้ถึงแค่หมายเลข 12

9.3 เวลาใช้งาน ปากกา เลเวแมร์ Levemir® FlexPen

ไม่ควรวางไว้ในตู้เย็น ปากกา เลเวแมร์ Levemir® FlexPen

ที่จะใช้งานหรือพกติดตัว ควรจะวางอยู่ในระดับอุณหภูมิ (ไม่เกิน 30 องศา) เก็บได้นานสุด 6 อาทิตย์