

尿液檢驗採檢流程

1. 請留中段尿液到杯子



2. 倒到管子 (10mL)




3. 管子蓋上蓋子，放在試管架上



4. 杯子丟掉



5. 管子套上保護隱私的外袋



6. 送回檢體受理處



※尿液細菌培養:

直接留中段尿液至無菌培養罐中，送回檢體受理處。



謝謝配合！臨床病理科關心您！

1. 尿液採集時間以早晨起床後第一次尿液最佳。若醫師另有說明，其他任何時段的尿液檢體亦可收集送檢。
2. 尿液收集後，請室溫儘快送檢，以免影響檢驗結果。(若無法於採檢後2小時內送驗之檢體，必須保存於2-8°C於24小時內送驗)
3. 若值生理期，建議生理期結束後再檢驗；或依醫師指示決定是否檢查。
4. 嬰幼兒可使用專用尿袋收集尿液檢體。

如有疑問請電：(02) 27082121 轉3892 血液鏡檢組